

機械器具 26 医療用遠心ちんでん器

一般医療機器 汎用検査室用遠心機 JMDN コード：36465000

MICRO-SELF-Kit 遠心機

【禁忌・禁止】

誤った方法または禁止されている方法で使用すると、人的、物的及び環境的損害につながる場合があります。

- ・ 指定された試料以外には使用しないこと。
- ・ 揮発性・爆発性の資料を使用しないこと。
- ・ 遠心中に蓋を開けないこと。
- ・ 感染性の疑いのある資料を使用する場合は、作業者や周辺環境への感染を防止する対策を考慮すること。
- ・ 感染性の疑いのある資料が、遠心室内に飛散した時は上蓋を開けずに「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル（平成 16 年 3 月 16 日、環産産第 040316001 号）」に従って処理すること。
- ・ 発煙、異臭、異音の発生、新品電池に交換してもモーターが回転しないなどの異常が発生したり、破損した場合はただちに次の作業を行うこと。
 - ①直ちに電源スイッチを切る。
 - ②電池を本体から取り外す。
- ・ 本装置を分解、改造及び加工しないこと。

【形状・構造及び原理等】

形状

- ・ 本製品はマイクロサンプラーを用いて採血したインナーボトルをセットし血液を遠心分離する機械です。
- ・ 遠心中に蓋を開けた場合はスイッチが切れる構造です。



原理

遠心力を応用して懸濁液の成分を分離する

【使用目的又は効果】

遠心力を応用して懸濁液の成分を分離するために用いる

【使用方法等】

- 1) 本体に単三電池 2 本をセットする。
- 2) 本体の上蓋を開けてターンテーブルにインナーボトルをセットし上蓋を閉める。
- 3) 電源スイッチを ON にする。
- 4) 回転開始後、タイマーで自動停止する。
- 5) 停止後電源スイッチを OFF にする。
- 6) 回転が停止したのを確認後、上蓋を開けてインナーボトルを取り出す。

【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

- ・ 電源は必ず単三電池 1.5V を使用すること。
- ・ 水平な場所で使用すること。

〔基本的注意〕

- ・ 電池は+、-を正しく入れること。
- ・ 電池は新旧混ぜて使用しないこと。
- ・ 電池は濡れた状態で使用しないこと。
- ・ 上蓋は無理な力で開けないこと。
- ・ 投げたり、落したり衝撃を与えないこと。
- ・ 子供におもちゃとして与えないこと。
- ・ 遠心操作の使用後は乾電池を外しておくこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・ 高温（40℃以上）、多湿、直射日光下での保管はしないこと。
- ・ 長期間使用しない時は乾電池を外して保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者、製造業者

株式会社雅精工

〒401-0301

山梨県南都留郡富士河口湖町船津胎内 6608

TEL 0555-72-3263