

歯科材料 03 義歯床材料
管理医療機器 義歯床用接着材料 70834000
アルティメット プライマー

【禁忌・禁止】

- 1) 口腔内では直接使用しないこと。
- 2) 揮発蒸気を吸い込まないこと。

・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

株式会社 ULTI-Medical
TEL：06-6753-8031

【形状・構造及び原理等】

概要：本申請品は、義歯床の作製、補修及び裏装において義歯床へのレジン接着に用いる、液体の接着材料である。

組成：主剤（A液）：ポリエステル他
硬化剤（B液）：ポリウレタン他

	色調	機能
主剤（A液）	無色透明	義歯床の作製する。 義歯床へのレジンの接着する。
硬化剤（B液）	黄色みがかった透明	A液の硬化を促進させる。

原理：架橋剤（硬化剤）を使用することにより、小分子を作成し、被着材の分子間に入り込み、硬化することによって接着する。

【使用目的又は効果】

義歯床の作製、補修及び裏装において義歯床へのレジンの接着に用いること。

【使用方法等】

- ・使用準備
A液とB液を 100：10～20 の割合で混ぜ合わせてください。
- ・作製時
 1. ワックスアップ・埋没・脱ろう
ワックスアップされた床を適法に従い埋没・脱ろうしてください。
 2. 本品の塗布
床又はレジン歯の被接着面に本品を塗布してください。
 3. 乾燥
120℃以上の熱風で3～5分乾燥させてください。
 4. 射出成形
適法に従い射出成形を行ってください。
 5. 義歯の取り出し
射出成形された床を石こう型より取り出してください。
 6. 研磨
適法に従い研磨し、完成させてください。
- ・補修時
 1. 咬合調整・粘膜調整してください。
 2. 床又はレジン歯の被接着面に本品を塗布してください。
 3. 120℃以上の熱風で3～5分乾燥させてください。
 4. 塗布面同士を合わせて接着してください。
 5. 120℃以上の熱風で5分以上乾燥させてください。

【使用上の注意】

- ・本品を道路や床にこぼした場合、スリップ等による危険を防ぐため、速やかに清掃除去してください。
- ・目、皮膚又は衣類に付着しないよう手袋、保護メガネを着用してください。万が一製品が目に入った場合はすぐに多量の水で洗い流し、医師の診断を受けてください。
- ・製品が皮膚に触れた場合は、すぐに多量の水で洗い流してください。その後必要に応じて医師の診断を受けてください。
- ・十分換気を行い、揮発蒸気の吸引をさけ、保護マスクを着用してください。
- ・本品を塗布したら、決められた温度以上で十分に乾燥させてください。
- ・本品を飲み込み、症状が残る場合は医師の診断を受けてください。
- ・本品は、記載の用途以外では使用しないでください。
- ・本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

- ・乾燥していても、包装袋が天候、衝撃等の影響を受けない場所に保管してください。
- ・長期に渡り高温で保管した場合、変色する場合があります。
- ・揮発性が高いため、蓋を確実に閉めて保管してください。

取扱説明書等を必ずご参照下さい。