

機械器具（49）医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器
一般医療機器 軟組織トレパン（JMDN：38440000）

ティッシュパンチ・トリマー

【禁忌・禁止】

- ・感染を防ぐために、使用前は必ず滅菌すること。
- ・劣化や異常が見られた場合は使用を止めること。
- ・器具を落下させたり、強い衝撃などを与えたりしないこと。

【形状・構造及び原理等】

本品は、円筒状鋸又はバーが回転することにより骨以外の組織の円板を切除する。

材質 軸 部：ステンレス鋼

切削部：ステンレス鋼又はジルコニア

構造 ステンレス鋼加工品又はジルコニア加工品

【使用目的又は効果】

本品は、骨以外の組織の円板を切除するために用いる。

【使用方法】

- 1) 使用前、必ず超音波洗浄器で洗浄をし高圧蒸気で滅菌すること。（121℃～134℃で 20 分～30 分）
- 2) 術部に合わせて適切なサイズの器具を選択する。
- 3) 器具を術部に当てながら軟組織を削除する。

【使用上の注意】

ステンレス鋼使用：素材のステンレス鋼は、鉄に比較して錆びにくい金属であるが、使用方法、環境によっては錆びることがある。

以下の使用上の注意を守ること。

- 1) 禁忌薬剤：次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポビドヨード、ホルマリン・フェノール、ブルコン酸クロルヘキシジンは、金属腐食の恐れがあるので使用しないこと。
- 2) 家庭用洗剤の使用禁止：家庭用洗剤は、金属を腐食させることがあるので使用しないこと。洗浄には歯科用防錆洗浄剤を使用すること。
- 3) 機能水の使用禁止：超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。

4) 洗浄、消毒、滅菌上の注意：

- － 洗浄、消毒、滅菌には、出来るだけ精製水を使用すること。
 - － 滅菌を行う時は加熱滅菌器（オートクレーブ滅菌器等）の乾熱温度に注意すること。高温の乾熱は、器具が変質又は変色することがある。
 - － 清浄、消毒、滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると、錆、シミ等の原因となることがある。
- 5) 磨き粉、金属ウール・金ブラシの使用禁止：
- 錆や腐食の原因になるので、洗浄の際、磨き粉や金属ウール・金ブラシを使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

結露しない場所にて、常温・常湿にて保管する。

また、保管する時には、以下の点に注意して保管すること。

- 1) ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響を生ずる恐れのない場所に保管すること。
- 2) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

使用前・使用後の点検：使用前・使用後は、破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないことを確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者名：株式会社岡部

住 所：〒815-0041 福岡県福岡市南区野間 4-4-32

電 話：092-561-8198

F A X：092-561-8070

製 造 業 者：D Dental Co.,Ltd.

ディーデンタル 社（国名：韓国）