

2021 年 2 月（第 1 版）
*2021 年 5 月（第 2 版）

医 03 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 再使用可能な指保護具 JMDN コード：42050000

ユビホーゴ

【禁忌・禁止】

- ・化膿又はその疑いのある患者には使用しないでください。
- ・本品の原材料にアレルギーのある患者には使用しないでください。
- ・裂傷がある部位には使用しないでください。
- ・軟膏等の医薬品や油脂類との併用はしないでください。
[症状を増悪させる恐れがあるため]

【形状・構造及び原理等】

〈形状・構造〉

1. 本品は、伸縮性のあるポリウレタンと弾力性のあるエラストマーを用いて、外側にポリウレタン、内側にエラストマーを貼り合わせた円筒状の指サックです。
2. 本品は再使用可能です。



*

サイズ	長さ	内径	外径
ユビホーゴ	30mm	15mm	20mm

〈原理〉

伸縮性、弾力性のある原材料を使用することにより、受傷した指（手指及び足指）を治療過程でこれ以上の外傷から保護します。

〈原材料〉

- ・外側：ポリウレタン
- ・内側：エラストマー

【使用目的又は効果】

本品は、受傷した指を治療過程でこれ以上の外傷から保護するために用いることを目的に使用します。

【使用方法等】

1. 本品をハサミ等を用いて適切な長さに切断します。（そのままの長さでご使用いただいても問題ありません。）
2. 手又は足の指に装着して使用します。

【使用上の注意】

1. 装着する際は、指をよく洗い乾かしてください。
2. 本品に傷や異常がないことを確認後、使用するようになしてください。

3. 体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等の症状が出ることがあるため、このような症状が発生した場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
4. 本品を無理に引っ張らないでください。また、爪等で傷が入らないように注意してください。貼り合わせ部の剥がれの原因になります。
5. 全ての手指、足指への装着が可能です。親指等の太めの指に装着する場合は、無理に引っ張らないように注意してください。破損の原因になります。
6. 就寝中は使用しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- (1) 次のようなところに保管しないでください。

- ・水のかかる場所
- ・塩分など、暖房器具のそば、ほこり、直射日光、多湿・高温を含んだ空気の影響を受ける場所
- ・化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生する場所

- (2) 保管環境条件：室温/10～95%RH（結露なきこと）

2. 耐用期間

標準的な使用期間：3 年 [自己認証（当社データ）による]

【保守・点検に係る事項】

〈点検方法〉

使用前に本品に傷、破れ等の異常がないことを確認してください。

〈洗浄方法〉

使用後に、温水ですすぎ、よく水を切って、自然乾燥してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

〈製造販売業者〉

カーターテクノロジー株式会社
埼玉県北葛飾郡松伏町松伏 3207
TEL. 048-993-4422