

機械器具 06 呼吸補助器
一般医療機器 人工呼吸器用マスク 70564000

LT マスク（Si）

【警告】

〈使用方法〉

- ・使用前に接続に誤りがないか、使用前および使用中に各接続部の気密が確実であり、かつ漏れや閉塞がないことを確認すること。[適切な呼吸管理が行えないおそれがある。]
- ・使用中、患者の状態を定期的に観察すること。[患者の異常を発見できないおそれがある。]

【禁忌・禁止】

〈使用方法〉

- ・本品を複数の患者で使用する場合は、使用前に滅菌を行うこと。
[ウイルス、バクテリア、細菌、病原菌に感染する恐れがあるため]

【形状、構造及び原理等】

本品は、人工呼吸器及び非能動型呼吸運動訓練装置の呼吸回路に接続し、患者の鼻、口を覆い、患者にガスを供給するためのマスクである。
サイズは3種類ある。



サイズ	S サイズ	M サイズ	L サイズ
縦	110mm	120mm	135mm
横	78mm	92mm	100mm
高さ	62mm	70mm	75mm
接続部 (内径)	22mm	22mm	22mm

〈原材料〉

シリコーン

【使用目的又は効果】

本品は、人工呼吸器及び非能動型呼吸運動訓練装置の呼吸回路と接続し、患者の鼻、口をおおひ、患者にガスを供給する。

【使用方法等】

1. 患者に適切なサイズのマスクを選択する。
2. 人工呼吸器又は非能動型呼吸訓練装置の回路と接続する。
接続には22mmのコネクタ等を使用する。
3. 患者の口と鼻を覆うように顔に密着させる。
4. 人工呼吸器又は非能動型呼吸訓練装置の動作を行い、患者にガスを供給する。

注意 人工呼吸器又は非能動型呼吸訓練装置への接続後の操作方法は各機器メーカーの指示に従うこと。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- ・すべての接続について、ゆるみや外れがないように確実に装着すること。
- ・本品は、医師又は理学療法士により推奨される装置のみに接続して使用すること。
- ・本品を生命維持用換気装置には用いないこと。
- ・本品は、常に清潔に保たれていること。
- ・本品に破損又は劣化などにより正常動作が得られない場合は、直ちに使用を中止し新品と交換すること。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

- (1) 次のようなところに保管しないでください。

- ・水のかかるところ
- ・塩分など、暖房器具のそば、ほこり、直射日光、多湿・高温を含んだ空気の影響を受けるところ
- ・化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生するところ

- (2) 保管環境条件：温度：1～30℃、湿度：10～95%RH（結露なきこと）

〈耐用期間〉

標準的な使用期間：5年 [自己認証（当社データ）による]

【保守・点検に係る事項】

〈洗浄方法〉

使用後に本体を温水でゆすぎ、よく水を切って、自然乾燥してください。

〈滅菌方法〉

1. 滅菌バッグ（紙+PP）に本品を収納し、高圧蒸気滅菌器で滅菌します。
[滅菌条件] 設定温度：121℃ 滅菌時間：20分
3. 滅菌後、冷却を行い、乾燥していることを確認後、使用してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈製造販売業者〉

カーターテクノロジーズ株式会社
埼玉県北葛飾郡松伏町松伏 3207
TEL. 048-993-4422

〈製造業者〉

Ningbo Luke Medical Devices Co., Ltd