

器 14 打診器
一般医療機器 打診器 JMDN コード：11950000

メディカルハンマー Cata-MEDICA®

【禁忌・禁止】

- ・ 本品を曲げ、切削、打刻（刻印）等の加工・改造しないこと。[シャフトが破損し、ヘッドが飛び出す恐れがある]

【形状・構造及び原理等】

1. 本品は、ハンドル、軸及びヘッドからなる金属性の器具である。
2. 本品のハンドルは、手のひらに適合するように設計され、丸く軸に向かって先細になり、この軸の先端にヘッドがある。
3. 本品の形状は丸型（1 型）、三角型（2 型）がある。丸形（1 型）のハンドルには、触覚ブラシが内蔵されている。



丸型（1 型）

三角型（2 型）

【原材料】

型式	名称	原材料
丸型 (1 型)	ハンドル	亜鉛合金
	軸	亜鉛合金
	ヘッド	PVC
	触覚ブラシ	ブラシ部：ナイロン ブラシ柄：亜鉛合金
三角型 (2 型)	ハンドル	亜鉛合金
	軸	亜鉛合金
	ヘッド	PVC

【使用目的又は効果】

本品は神経学的検査に用いる。

【使用方法等】

1. 使用前に本品の全ての部品が確実に且つ適切に接続されていることを確認する。特にヘッドが軸に確実に固定され緩みがないことを確認する。
2. 必要に応じて洗浄又は清拭を行う。
3. ヘッド（打診部）を検査部位にあてがい、ハンドルを手で操作してたたき、患者の反応を観察する。
4. 触覚ブラシは、検査部位の皮膚にあて、異常の有無あるいはその強弱を確認する。
5. 本品は、胸部や腹部等の打診に用いることもある。

【使用上の注意事項】

1. 使用中に体液等で汚れた場合は、消毒を行い、乾燥させる。
2. 使用目的（手術・処置等の医療行為）以外の目的で使用しないこと。
また、折損、曲がり等の原因になり得るので、使用時に必要以上の力（応力）を加えないこと。
3. 万一、本品に破損等の異常が認められる場合は、使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

- (1) 次のようなところに保管しないでください。

- ・ 水のかかるところ
- ・ 塩分など、暖房器具のそば、ほこり、直射日光、多湿・高温を含んだ空気の影響を受けるところ
- ・ 子供や動物の手の届くところ
- ・ 化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生するところ

- (2) 保管環境条件：温度：1～30℃、湿度：10～95%RH（結露なきこと）

〈耐用期間〉

標準的な使用期間：5 年 [自己認証（当社データ）による]

【保守・点検に係る事項】

1. 汚れが乾燥し落ちにくくなることを防ぐために、付着した血液、体液、組織、薬液等は直ちに洗浄し、消毒すること。
2. 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、その適正濃度と取扱方法を遵守すること。なお、洗剤は中性洗剤が最も適している。
3. 金属たわし、クレンザー（磨き粉）等は本品の表面を損傷する恐れがあるので、使用しないこと。
4. 仕上げの濯ぎ洗浄は、生成す・脱イオン水等の使用が適している。
5. 洗浄後は、腐食防止のため、直ちに乾燥させること。
6. 使用前に汚れ、破損等を点検すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈製造販売業者〉

カーターテクノロジー株式会社
埼玉県北葛飾郡松伏町松伏 3207
TEL. 048-993-4422