

体動センサ BS-02

【警告】**使用方法**

- 本品は、乳幼児突然死症候群 (SIDS) の予防や、睡眠障害 (睡眠時無呼吸等) の病気の評価に用いる機器ではありません。乳幼児の状態は本品による体動の情報だけで判断せず、必ず保護者や看護者が確認してください。[乳幼児の状態異常に気付くのが遅れ、重大な健康被害 (重体または死亡) につながる可能性がある。]

【禁忌・禁止】**使用方法**

- 本品との接触により、乳幼児の皮膚に発赤やかぶれ等の過敏症状が現れた場合は、使用を中止し医師に相談してください。
- 心臓ペースメーカーを装着している人は絶対に使用しないでください。
- 分解、修理、改造は絶対に行わないでください。

【形状・構造及び原理等】**<外観図>****<仕様>**

電源: リチウムポリマー電池 (DC3.7V 380mAh)
寸法: 長さ 50 mm×幅 50 mm×厚さ 21 mm
電源入力(充電): DC 5V

<体に接触する部分の組成>

筐体: ABS 樹脂
測温部: ステンレス鋼 (パリレンコーティング付き)

<原理>

本品は体動を検出するために用いるセンサである。

【使用目的又は効果】

本品は体動を検出するために用いるセンサである。

【使用方法等】

- 準備
 - 本体の micro-USB コネクタより、micro-USB ケーブルを用いて充電します。
 - 充電中は橙色ランプが点灯します。
 - 充電の完了によって橙色ランプが消灯したことを確認します。
- モニタリング

- (1) micro-USB ケーブルを取り外し本製品を乳幼児のおむつに取り付けます。
 - (2) 異常を検知すると警報を発します。
- 使用後
 - 本製品を乳幼児のおむつから取り外し、再び micro-USB ケーブルを用いて電源に接続します。

※使用方法等の詳細については、取扱説明書をお読みください。

【使用上の注意】

- 使用前に取扱説明書をよく読み、本品を正しく使用してください。
- 本品の使用時には、必ず乳幼児に適正なサイズのおむつを使用してください。[体動を検知できなくなる可能性がある。]
- 十分に充電してから使用してください。
- モニタリングを開始する前に、本体がおむつにしっかりと取り付けられていることと、測温部が乳幼児の腹部に接触していることを確認してください。
- 本品は、添い寝中の乳幼児や、複数の乳幼児がベッドを共有する場合には適していません。[他者の体動を検知して作動する場合がある。]
- ベビーカー、車、飛行機などで移動中などの外部の動きがある環境では使用することができません。[センサが移動による動きを検出して誤作動する場合がある。]
- 固定クリップを過度に引っ張る、折り曲げるなどの負荷を加えないでください。[固定クリップの破損や故障の原因となる。]
- micro-USB コネクタに物や液体を入れないでください。[故障の原因となる。]
- 本品は防水構造ではありません。水に浸けないでください。濡れた場合は速やかに乾燥させてください。
- 本製品を廃棄するときには、各自治体の取り決めに従ってください。

【保管方法及び有効期間等】**<保管方法>**

長期間使用しない場合は、高温、多湿、直射日光を避け、埃などが付着しないように保管してください。

<有効期間>

本製品の耐用期間は3年です。(自己認証による)

【保守・点検に係る事項】

- 定期的にクリーニングし、清潔な状態で使用してください。
- クリーニングするには、本体を湿らせた布でやさしく拭いてください。

【包装】

1 個/箱 (又は包)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

株式会社Xenoma
TEL (03) 5735-4622

取扱説明書を必ずご参照ください。