

機械器具（58）整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント補綴用器具 70722000

スキャナーパーツ

H176E

【禁忌・禁止】

・他社製品と組み合わせて使用しないこと。[相互作用の項参照]

【形状・構造及び原理等】

本品は、歯科インプラント用の補綴物の設計、製作などの目的に用いる器具で、以下の製品で構成される。

① ポジションロケーター 単数歯用 NB On1



製品番号
300437

② ポジションロケーター 単数歯用 NB トライ-チャンネル



種類	製品番号	種類	製品番号
NP	300452	WP	30454
RP	300453	6.0	30455

③ ポジションロケーター 単数歯用 NB C C



種類	製品番号	種類	製品番号
3.0	300456	RP	300458
NP	300457	WP	300459

④ ポジションロケーター 複数歯用 NB C C



種類	製品番号	種類	製品番号
NP	300470	WP	300472
RP	300471		

⑤ ポジションロケーター 単数歯用 NB エクスターナル・ヘックス



種類	製品番号	種類	製品番号
NP	300460	WP	300462
RP	300461		

⑥ ポジションロケーター 複数歯用 NB エクスターナル・ヘックス



種類	製品番号	種類	製品番号
NP	300463	WP	300465
RP	300464		

⑦ ポジションロケーター 複数歯用 NB トライ-チャンネル



種類	製品番号	種類	製品番号
NP	300466	WP	300468
RP	300467	6.0	300469

⑧ ポジションロケーター 複数歯用 NB マルチユニット



種類	製品番号
	300473
Hex WP	300474

⑨ ポジションロケーター 単数歯用 B L



種類	製品番号
NC3.3	300475
RC4.1/4.8	300476

⑩ ポジションロケーター 複数歯用 B L



種類	製品番号
NC3.3	300493
RC4.1/4.8	300494

⑪ ポジションロケーター 単数歯用 T L



種類	製品番号
4.8	300477
6.5	300478

⑫ ポジションロケーター 複数歯用 T L



種類	製品番号
4.8	300495
6.5	300496

⑬ ポジションロケーター 単数歯用 コニカルⅡ



種類	製品番号	種類	製品番号
A-Y	300479	A-L	300481
A-A	300480		

⑭ ポジションロケーター 単数歯用 トリプルアイ



種類	製品番号	種類	製品番号
Int3.4	300482	Ext3.4	300484
Int4.1-6.0	300483	Ext4.1-6.0	300485

【原材料】

チタン合金

【使用目的又は効果】

歯科インプラント用の補綴物の設計、製作などの目的に用いる器具である。

【使用方法等】

1. 模型に取り付けられたインプラントレプリカ*にポジションロケーターを装着する。
 2. それをスキャナー*のモデルホルダー*に設置してスキャンを行い、インプラントの位置と角度を計測する。
 3. スキャンデータをコンピュータ*に記憶させる。
- 注）*印を付した器具は本届出には含まれない。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 歯科の従事者は、使用する際に本製品の外観を確認し、汚れ、腐食、損傷、欠損等の異常が無い事を確認すること。
[著しい傷や磨耗がある場合は確実なデータが計測できない場合がある。]
- (2) 過剰な外圧をかけないこと。
- (3) 患者に直接使用しないこと。
- (4) 包装に傷、ピンホール等の破損が認められる等の場合には、当該製品の使用を避けること。

2. 相互作用

使用禁忌・禁止（専用品以外併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
他メーカーのインプラントおよび関連部品	磨耗、弛み等が発生する。	形状が異なるため適切な組み合わせが得られない。

【保管方法及び有効期間等】

1. 本品は、品質保持のため高温、多湿、直射日光の当たる場所を避け、室温で清潔な場所に保管すること。
2. 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【包装】

1 個／袋、1 キット／袋

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：エンビスタジャパン株式会社

電 話 番 号：0120-147-118