

機械器具 58 整形用機械器具
管理医療機器 歯列矯正用エラスチック器材 38733000
ズーパックエラスティック

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 本製品には天然ゴムを使用しています。過去にアナフィラキシー症状様の経験がある医療関係者及び患者には使用しないこと。
- 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

形状： 原材料：天然ゴムラテックス

種類：

・口腔内用

張力	内 径 mm(インチ)	種類	製品コード
			5 0 袋
B	3.18 (1/8)	ハミングバード	630-0010
	4.76 (3/16)	ウズラ	630-0011
	6.35 (1/4)	フクロウ	630-0012
	7.94 (5/16)	オウム	630-0013
	9.53 (3/8)	ロートランナー	630-0014
	12.7 (1/2)	クジャク	630-0015
	15.9 (5/8)	ワシ	630-0016
	19.1 (3/4)	ダチョウ	630-0017
C	4.76 (3/16)	カリウソ	630-0020
	6.35 (1/4)	アサラシ	630-0021
	7.94 (5/16)	イルカ	630-0022
	9.53 (3/8)	カメ	630-0023
D	3.18 (1/8)	シマリス	630-0030
	4.76 (3/16)	ウサギ	630-0031
	6.35 (1/4)	キツネ	630-0032
	7.94 (5/16)	ペンギン	630-0033
	9.53 (3/8)	モンキー	630-0034
	12.7 (1/2)	ロバ	630-0035
	15.9 (5/8)	ラマ	630-0036
	19.1 (3/4)	キリン	630-0037
E	4.76 (3/16)	カンカール	630-0040
	6.35 (1/4)	クマ	630-0041
	7.94 (5/16)	シマウマ	630-0042
	9.53 (3/8)	ラクダ	630-0043
F	4.76 (3/16)	インパラ	630-0050
	6.35 (1/4)	ヒツジ	630-0051
	7.94 (5/16)	オオシカ	630-0052
	9.53 (3/8)	ハッファロー	630-0053

B:ライト 2oz (60gm) C:ミディアム 3oz (85gm)
D:デイトラベィ 3¹/₂oz (100gm) E:ヘビー 4¹/₂oz (130gm)
F:エクストラヘビー 6oz (170gm)

・口腔外用

張力	内 径 mm(インチ)	種類	製品コード	
			5 0 袋	1 5 袋
G	4.76 (3/16)	クーガー	634-0000	635-0058
	6.35 (1/4)	ヒョウ	634-0001	635-0059
	7.94 (5/16)	パンサー	634-0002	635-0060
	9.53 (3/8)	トラ	634-0003	635-0061
	12.7 (1/2)	ライオン	634-0004	635-0062
H	7.94 (5/16)	セイウチ	634-0012	635-0065
	9.53 (3/8)	ゾウ	-----	635-0066
	12.7 (1/2)	クジラ	634-0014	635-0067

G:ライト 8oz (230gm) H:ヘビー 14oz (400gm)

【使用目的又は効果】

歯牙移動用の弾性ゴムリングとして用いる。

【使用方法等】

口腔内用は、要移動歯牙と固定歯牙のブラケットのフック間、又はフェイスボアに掛けて使用する。口腔外用は、フェイスボアとヘットギア間に使用する。食事中は取り外し、朝晩 2 回、患者自身が取り替える。

【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

- 1) 本製品の使用により発疹などの過敏症状が現れた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

【保存方法及び有効期間等】

〔貯蔵、保管方法〕

高温多湿を避けて室温で保管すること。

〔有効期間〕

- ・36 ヶ月 [自己認証（製造元データ）による]
使用期限は、包装に記載。

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者氏名：エンビスタジャパン株式会社
製造業者：オームコ社(Ormco Corporation)
国名：アメリカ (U.S.A.)