

歯科材料 6 歯科用印象材料
管理医療機器 歯科用インプレッションコンパウンド 34799000

インプレッションコンパウンド

【禁忌・禁止】

本品の成分に対し、過敏症の既往症のある患者には、使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

本品にはケーキ（板状）とスティック（棒状）があり、それぞれにグリーン、レッドの 2 色がある。

色調	形状	軟化温度
レッド	ケーキ(板状)／スティック(棒状)	55～56℃
グリーン	ケーキ(板状)／スティック(棒状)	50～51℃

本品は熱可塑性樹脂であり、加温し軟化して口腔内の印象を採得する。

原材料：クマロン インデン樹脂、タルク、ステアリン酸、色素、その他

【使用目的又は効果】

口腔内の印象採得に用いる。

【使用方法等】

1. 使用するコンパウンドの軟化温度に調整した温水の中で、コンパウンド全体を均質に軟化させる。スティックタイプは、バーナーによっても軟化させることができる。
2. 温水で暖め、濡らした指でコンパウンドを練る。
3. 適切な印象用トレイ及びフレームの表面に盛る。
4. 再度湯の中に浸してから、口腔内に挿入し、印象を採得する。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) バーナーを使用してコンパウンドを軟化させる場合は、急激な加熱により、内部が膨張し破裂することがあるので、遠火で少量ずつ軟化させること。また、周囲に十分注意して作業を行うこと。
- 2) 印象トレイを部分的にコンパウンドで足す場合は、形成後、表面を軽くバーナーであぶり、滑らかにする。
- 3) コンパウンドの硬化は、冷水かエアーを使用することにより促進できる。
- 4) 印象は血液、唾液などを十分洗浄後、必要に応じ消毒又は滅菌をすること。

【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

- ① 本材に対して発疹、皮膚炎、などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- ② 本材の使用により発疹などの過敏症があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- ③ 本材は、目に入らないように注意すること。万一目に入った場合は、直ちに大量の水で洗浄し、眼科の診療を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・高温となる場所（暖房器具の近く、直射日光のあたる場所など）に放置しないこと。
- ・高温多湿を避けて保管すること。

〔有効期間〕

- ・60 ヶ月 [自己認証（製造元データ）による]
使用期限は、包装に記載。

* **【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者氏名：エンビスタジャパン株式会社
製造業者：カー社 (Kerr Corporation)
国名：アメリカ (U. S. A.)