

添付文書

機械器具 65 歯科用充填器

一般医療機器 歯科用注入器具 (70718000)

再使用禁止

BS オーラルチップ[®]

【禁忌・禁止】：再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

形状・外観：



型番名称・用途

型番	名称	装着ミキシングチップ型番	用途
S115	オーラルチップ(イエロー)	S130/143	ライトボディ印象材
S116	オーラルチップ(ホワイト)	S132	レギュラー モノフェーズ印象材
S119	コア・オーラルチップ-Y (イエロー)	S130/143	コア形成/細密印象採得
S122	バイト・オーラルチップ	S132/144	バイト咬合採得印象材
S118	コア・オーラルチップ-L	S123/140	歯内療法用途 根管口腔内チップ
S146	エンド・オーラルチップ-S	S123/140	歯内療法用途 根管口腔内チップ
S117	コア・オーラルチップ	S123/140	コア形成/細密印象採得
S120	コア・オーラルチップ-B	S123/140	歯内療法用途 根管口腔内チップ

原理・構造

カートリッジから押し出された印象材、セメント及びレジンコア材が、ミキシングチップ内の攪拌羽根により練和され、先端に装着した本品を通して丸細くまたは平たい形状に押し出される。

【使用目的又は効果】

カートリッジに充填されたシリコン印象材及びレジン、セメント等の充填・注入の際に、ミキシングチップや充填器の先端に本品を装着し使用する。

【使用方法等】

- ミキシングチップへの取り付け前準備
カートリッジとミキシングチップが確実に装着されていることを確認します。
- ミキシングチップ先端に装着
その後用途に応じたオーラルチップをミキシングチップ先端に装着します。
オーラルチップが確実に装着されていることを確認します。
ディスペンサーガンを使用する場合は、直接ディスペンサーガンに装着し、シリコン又はレジン抽出します。
- 抽出
ディスペンサーガン进行操作し、材料等を抽出します。
- オーラルチップの取り外し
ミキシングチップの装着と逆の方法で、ミキシングチップをカートリッジやディスペンサーガンから取り外します。

【使用方法に関する使用上の注意】

- オーラルチップは1患者1個の単回使用とし、他の患者への使いまわしはしないで下さい。
- オーラルチップの取り外しの際、ジョイント部から材料が逆流する場合がありますので、衣服などに付かない様注意して下さい。
- 使用後のオーラルチップは「破棄物に関する法律」に従い、適切に処理して下さい。

【使用上の注意】

- 本品は、【使用目的又は効果】の項に記載された用途以外には使用しないこと。
- 印象材の種類(硬度)によっては急激に押し出すと、カートリッジ装着部、ノズルチップの破損のおそれがあるので、押し出しハンドルは慎重に操作すること。
- 使用中に誤飲させないように注意すること。
- 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管管理すること。
- 高温多湿の場所をさけること
- 薬液等かからない様に保存すること

【包装】

- S115 オーラルチップ (イエロー) 50 本入
- S116 オーラルチップ (ホワイト) 50 本入
- S119 コア・オーラルチップ-Y (イエロー) 50 本入
- S122 バイト・オーラルチップ 50 本入
- S118 コア・オーラルチップ-L 50 本入
- S146 エンド・オーラルチップ-S 50 本入
- S117 コア・オーラルチップ 50 本入
- S120 コア・オーラルチップ-B (ブラウン) 50 本入

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：株式会社ビットストロング
住所：〒112-0002
東京都文京区小石川 2 丁目 25 番 16 号
電話番号：03-3868-5605

外国製造業者：SEIL GLOBAL Co., LTD.
原産国：大韓民国

ご使用前に取扱説明書を必ずご参照ください。