

クイックスルーα

再使用禁止

【警告】

使用方法

- 1) 使用部位によっては創傷裂開の危険があるので、使用者は外科的手法、テクニックについて熟知していること。
- 2) 使用目的に応じ適切な品種を選択すること。
- 3) 汚染あるいは感染した創傷部位に使用する場合は、適切な外科的処置をおこなうこと。

【禁忌・禁止】

適用対象（患者）

1. 再使用禁止。
2. 本品に感作を示す患者には使用しないこと。
3. 一度開封したものは再滅菌しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 本品は、非吸収性糸の滅菌済み品である。

1) 組成主原料

縫合糸：ポリエステルブレード

法定色素 202 号（緑色）、白。

端部：軟組織接合用接着剤による硬化部

2) 形状・構造

1 本糸：1 号、2 号、3 号 白色、緑色



2 本糸：1 号、2 号 白色、緑色の組合せ



本添付文書に該当する製品の製品名、及びサイズ等の仕様は、包装表示ラベルを参照すること。

【使用目的又は効果】

本品は、組織等の縫合結紮に用いるポリエステル製の滅菌糸である。

【使用方法等】

1. 本品は、滅菌品であるので開封後直ちに使用して下さい。
2. 本品は、糸両端部に一定の範囲に硬化部があります。
3. 骨穴、あるいは人工骨穴は、糸が充分通る穴径が確保されていることを確認後、刺通して下さい。
先端部は、90 度以上折り曲げ無いようにして下さい。
4. 骨穴を通す時に、糸の端部がほつれた場合には、ほつれた部分をカットして再度、通して下さい。その際には糸端部の硬化部切片が、体内に残らないように注意して下さい。
また、糸端部が変形、折れ曲がったものは骨穴への刺通性が悪いので、使用しないで下さい。
5. 定められた術式により、糸を締結して下さい。

【使用上の注意】

1. 使用注意
 - 1) 本品の使用により感作又はアレルギー反応を呈する可能性がある患者には使用しないこと。
2. 重要な基本的注意
 - 1) 医療用の目的以外には使用しないこと。
 - 2) 糸部を持針器等で把持しますと糸のつぶれ、糸切れなど性能低下或いは破損することがあるので、取扱いに注意すること。
 - 3) 糸端部の硬化部切片が、体内に残らないように注意して使用すること。

- 4) 糸の引っ張り荷重を超える使い方はしないこと。
- 5) 外科結び、こま結び等適切な方法で結さつを行うこと。
- 6) 結びしろは、必要な長さを残し、切断すること。

3. 不具合・有害事象

本品は、使用に際し、以下のような不都合・有害事象が考えられる。

- 1) 高齢者、栄養状態不良、衰弱患者、癌、貧血、肥満、糖尿病、感染等で創傷治癒が遅い患者の縫合不全。
- 2) 創部に一時的な局所過敏状態が惹起されるなど
- 3) 組織を広範囲にわたり引き寄せなければ成らないような部位の縫合、あるいは強度の緊張がかかるような状態での縫合において、追加縫合等の適切な処置を施さなかった場合の縫合不全
- 4) 肉芽形成、繊維組織増殖、化膿、出血、造瘻
- 5) 創痛部の感染
- 6) 異物反応による組織の炎症
- 7) 尿または胆汁などの塩溶液と縫合糸との接触が長期に及ぶ場合の結石形成。
- 8) 縫合部位の炎症、出血、組織反応、肉芽組織やケロイドの形成または組織液の貯留。

4. その他の注意

- 1) 使用後は、医療用廃棄物として適切な処置をすること。
- 2) 包装材料が損傷している場合には、必ず廃棄すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵方法・保管方法

- 1) 高温、多湿、直射日光及び水ぬれを避けて室温で保管すること。
- 2) 包装材料に傷を付けたり、ピンホールを生じさせないように取り扱うこと。
- 3) 製品の使用期限を確認し、使用期限を過ぎたものは、廃棄すること。
- 4) 開封後、使用しなかったものは、廃棄すること。

2. 使用の期限

適切な貯蔵方法で保管する時、使用期限は外箱に表示。

【主要文献及び文献請求先】

株式会社 ベアーメディック

電話番号：03-3818-4041

＊【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

株式会社 ベアーメディック

電話番号：03-3818-4041