

歯 06 歯科用印象材料
一般医療機器 歯科咬合採得用材料 70883000

ブルームース (チューブタイプ)

【形状・構造及び原理等】

形状（主成分）：ペースト（二酸化ケイ素、シリコーンビニール重合体、炭酸カルシウム）

【使用目的、効能又は効果】

クラウン、ブリッジ、義歯等を作製するために、上下歯列の咬み合わせや、上下顎の位置関係を記録する。

【品目仕様等】

操作時間（23℃）	2分
口腔内保持時間	2分
最終デュロメータ	85（Shore A）

【操作方法又は使用方法等】

- ベースとキャタリストをチューブから練和紙上に等長（1：1）に押し出す。その際、等長でないとき最終硬度を損なうことがあるので注意すること。均一でむらのない青色になるまで、清潔なスパチュラを用いて練和（15～30 秒間）する。練和物をトレーに盛り上げ、またはシリンジを使用して練和物を目的の部位に盛り上げ、患者に中心咬合位で咬合させる。
- 口腔内で 2 分間保持してから、印象を慎重に撤去し、水洗い後乾燥させる。

「使用方法に関連する使用上の注意」

- 室温で使用する。また、操作時間又は硬化時間を延長したい場合は、本品をわずかに冷却して使用すること。
- 練和の際に使用する器具類はなるべく冷やしたものを使用し、気泡が入らないようにすること。
- 本品は撤去時に非常に硬くなるため、アンダーカット量が多い部位や歯肉退縮が目立つ部位には十分なブロックアウトを行うこと。また、模型から印象を取り外す時は、模型を破損しないよう充分注意すること。
- リムロック構造のメタルトレーを使用すると、アンダーカットにロックしてしまった場合に印象を外し難くする原因となるため注意すること。
- 使用後速やかにキャップをすること。その際、ベースとキャタリストのキャップを間違えないようにすること。
- 印象を消毒する場合は、2%グルタルアルデヒドで薬液消毒すること。
- 石こうの注入は印象採得後、5 分経過以降に行うこと。

【使用上の注意】

- 使用注意
 - 本品の硬化の妨げとなることがあるため、次の材料との接触を避けること。
 - ポリエーテル系材料
 - ポリサルファイド系材料
 - アクリル、またはメタクリレート残留物
 - ラテックスグローブ
 - 練和後の印象材が緩い場合は、新たに材料を練和し直して使用すること。
 - 印象採得時の嘔吐反射に十分留意し、嘔吐反射時には適切に対応すること。
 - 院内感染防止のため、採得後の印象材を扱う際はディスポーザブルグローブを使用すること。

- 本品は練和前後に関わらず、衣服に付着させると除去できないため、付着させないこと。
- 本品は、【使用目的、効能又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

2. 重要な基本的注意

- 本品に対して発疹、皮膚炎など過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。また、使用により過敏症状を起こしたときは使用を中止し、医師に相談する等適切な処置を施すこと。
- 本品に対して発疹、皮膚炎など過敏症の既往歴のある術者は使用しないこと。また、使用により過敏症状を起こしたときは使用を中止し、医師に相談する等適切な処置を施すこと。
- 皮膚との長時間の接触、または反復接触を避けること。
- 本品又は練和物は、目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、直ちに多量の水で洗浄した後、眼科医の診断を受けること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

- 直射日光を避け、18～24℃の場所に保管すること。輸送時間も含め高温の場所に長時間放置すると、品質低下の原因となることがある。
- 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

2. 有効期間・使用の期限

外箱に記載の使用期限までに使用すること。

〔記載の使用期限は自己認証（製造業者データ）による〕

【包装】

チューブタイプ

ベース（80mL）	1 本
キャタリスト（80mL）	1 本

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】*

製造販売業者：フィード株式会社

神奈川県横浜市西区みなとみらい 2-3-3
クイーンズタワーB 19F
商品インフォメーションデスク
電話 0120-004-504

製造業者：パーケル インク（アメリカ合衆国）
(Parkell, Inc.)