

器 70 歯科用鑄造器
一般医療機器 歯科技工用形成器具 70760000

歯科技工用インスツルメント

【形状・構造及び原理等】

形状：

P.K. トーマス



エバンスナイフ



カーバー



スパチュラ



材質：作業部；ステンレス鋼
ハンドル部；アルミニウム

【使用目的又は効果】

ワックス、石膏、レジン又はセラミックス等を築盛あるいは彫刻形成するために用いる器具である。

【使用方法等】

ワックス、石膏、レジン又はセラミックス等を築盛あるいは彫刻形成する。

【使用上の注意】

- ・使用前に必ず製品の点検をし、異常が確認された場合使用しないこと。
- ・誤って皮膚、目等を傷つける事がないよう充分注意すること。
- ・破損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力（応力）を加えないこと。
- ・折損、破損等の原因となるので、本品に対する曲げ・切削、打刻（刻印）等の二次的加工（改造）は絶対に行わないこと。
- ・破折等の原因となるため、強い衝撃を与えないように丁寧に扱うこと。
- ・長期の使用により金属疲労や磨耗等の劣化が生じるので、適宜交換すること。
- ・【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・水分（水濡れ）、オゾン、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な場所に保管すること。
- ・「もらいさび」を防ぐため、錆びている器具と一緒に保管しないこと。
- ・接触腐食を防ぐため、材質の異なる金属製器具どうしは保管時に接触させないこと。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

- ・使用前に必ず点検し、本品に破損、磨耗、腐食（錆）、変形、孔の発生、その他損傷等が確認された場合、使用を中止し廃棄すること。
- ・機器に付着した歯科材料等は、乾燥・固化する前に濡れた布等による拭掃等により確実に除去すること。
- ・腐食、変色、シミ等を防ぐため、水分等付着した場合は保管期間の長短にかかわらず直ちに乾燥すること。
- ・完全に乾燥していることを確認してから保管（【保管方法及び有効期間等】参照）すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】* **

製造販売業者：フィード株式会社
商品インフォメーションデスク
電話 0120-004-504

製造業者：オーサン エムエヌディー カンパニー リミテッド
(OSUNG MND CO., LTD.) (大韓民国)