

歯 06 歯科用印象材料
一般医療機器 歯科印象採得用器材 70887000

インデュラント ジェル

【形状・構造及び原理等】

形状：ジェル
主成分：ワセリン、けい酸エチル、アルキルスタノシロキサン

【使用目的又は効果】

印象採得に使用する材料である。

【使用方法等】

本品と共に使用される ZHERMACK S. p. A 製の縮合型のシリコーン印象材の添付文書の指示に従って適量を混ぜ合わせる。

「使用方法に関連する使用上の注意」

- ・本品は、押し出すときに透明な液体が出ることもあるため、使用前に紙パッドに少量を押し出し、透明な液体が出た場合にはその部分を捨て、ジェル状の硬化材が出る事を確認してから使用すること。
- ・温度が高くなったり、又は本品の混和量が多くなる場合、練和時間等が短くなる。
- ・使用後は容器の周りをきれいにし、蓋をしっかりと閉めること。

【使用上の注意】

「使用注意」

- ・採得した印象は、血液・唾液などを充分洗浄後、必要に応じて消毒すること。
- ・本品は練和前後に関わらず、衣服に付着させると除去できないため、付着させないこと。
- ・【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

「重要な基本的注意」

- ・本品に対して発疹、皮膚炎など過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。また、使用により過敏症状を起こしたときは使用を中止し、医師に相談する等適切な処置を施すこと。
- ・本品に対して発疹、皮膚炎など過敏症の既往歴のある術者は使用しないこと。また、使用により過敏症状を起こしたときは使用を中止し、医師に相談する等適切な処置を施すこと。
- ・皮膚との長時間の接触、または反復接触を避けること。
- ・本材又は練和物は、目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、直ちに多量の水で洗浄した後、眼科医の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

「保管方法」

- ・直射日光を避け、5～27℃の場所に保管すること。
- ・歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

「有効期間」

- ・外装に記載の使用期限までに使用すること。
[記載の使用期限は自己認証（製造業者データ）による]
(例示：2010 - 03 は、使用期限 2010 年 3 月を示す。)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】* **

製造販売業者：フィード株式会社
商品インフォメーションデスク
電話 0120-004-504

製造業者：ゼルマック エスピーエー（イタリア）
(ZHERMACK S. p. A)