

医 03 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 天然ゴム製検査・検診用手袋 70977000

ポリマーグローブ エンボス

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・天然ゴムラテックスによるアナフィラキシー症状の既往歴がある医療関係者は使用しないこと。
- ・天然ゴムラテックスによるアナフィラキシー症状の既往歴がある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

形状：左右兼用タイプ
サイズ：S S, S, M, L
材質：天然ゴムラテックス、パウダーフリー

【使用目的、効能又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する天然ゴム製手袋である。

【操作方法又は使用方法等】

取出口より手袋を取り出し、着用する。

「使用方法に関連する使用上の注意」

- ・手袋は衛生的に装着すること。また、装着する際に乱暴に扱うと破れたり穴があく可能性があるため注意すること。
- ・使用中に脱落するおそれがあるため、大きすぎるサイズの製品は使用しないこと。

【使用上の注意】

- ・天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こす可能性がある。アレルギー症状には、I 型（即時型：天然ゴムラテックスに含まれるタンパクによる）、IV 型（遅延型：主に加硫促進剤等の添加剤の化学物質による）がある。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談する等適切な処置を施すこと。
- ・二分脊椎症患者等の天然ゴムと接触する機会の多い方は、天然ゴムアレルギー発症のハイリスクグループと考えられるため、使用に関しては注意すること。
- ・使用前に必ず製品及び包装の点検をし、汚れ、破損（特にピンホール）、その他損傷等が確認された場合使用しないこと。
- ・刃物等の鋭利な器具に触れると、破れたり穴があく可能性があるため注意すること。
- ・本品は熱に弱いので熱いものに接触させないこと。
- ・薬品、溶剤等によっては、膨潤したり浸透したりする場合があるため、確認してから使用すること。
- ・使用中に破けた場合、または非衛生的な部位と接触した場合、即時新しい製品に交換すること。
- ・本品は手術用手袋ではないため、手術には使用しないこと。
- ・廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- ・高温（40℃以上）、多湿、水分（水濡れ）、直射日光、蛍光灯、オゾンを避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な場所に保管すること。

- ・有効期間：3 年間[自己認証（製造業者データ）による]

【包装】

100 枚／ケース

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】*

製造販売業者：フィード株式会社
神奈川県横浜市西区みなとみらい 2-3-3
クイーンズタワーB 19F
商品インフォメーションデスク
電話 0120-004-504

製造業者：スーパーマックス グローブ マニファクチュアリング エスディーエヌ ビーエイチディー
(Supermax Glove Manufacturing Sdn. Bhd.)
(マレーシア)
マクスター グローブ マニファクチュアリング エスディーエヌ ビーエイチディー
(Maxter Glove Manufacturing Sdn. Bhd.)
(マレーシア)