

器 74 医薬品注入器  
一般医療機器 歯科用薬剤注入器 70387000

## MDイリゲーションシリンジ

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

再使用禁止（ディスポーザブルチップ）

### 【形状・構造及び原理等】



容量：1.2ml

材質： ボディ；ポリプロピレン  
ディスポーザブルチップ；ポリプロピレン  
プランジャー；ポリカーボネート、シリコン

### 【使用目的又は効果】

根管清掃又は根管処置剤の貼付や充填などに使用する根管用注入器である。

### 【使用方法等】\*\*

- ・使用前に消毒用エタノールで消毒する。
- ・ボディにディスポーザブルチップを取付けて緩みがないことを確認し、プランジャーをボディの先端まで押し込む。
- ・薬剤の中にディスポーザブルチップの先端を入れ、プランジャーを引いて吸引する。
- ・プランジャーを押してゆっくりと適用部位へ薬剤を注入する。
- ・使用後のディスポーザブルチップは、取り外して廃棄する。

「使用方法に関連する使用上の注意」

- ・本品と併用する製品の添付文書等を確認後、使用すること。
- ・本品と適合しないチップは使用しないこと。
- ・急激に押し出すと破損または脱落する恐れがあるため、ゆっくりと一定の圧力で注入すること。
- ・洗浄液等を誤って漏出させ、口腔粘膜や皮膚、眼、衣服等に付着させないように注意すること。

### 【使用上の注意】\*\*

- ・使用前に必ず製品の点検、洗浄・または消毒（【保守・点検に係る事項】参照）をし、異常が確認された場合使用しないこと。
- ・使用前に消毒用エタノールで消毒すること。
- ・長期の使用により磨耗等の劣化が生じるので、適宜交換すること。
- ・【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・使用後はシリンジ内の薬剤を完全に除去し、洗浄してから保管すること。
- ・歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ・廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。
- ・プランジャーが動きにくくなった場合には無理に引かず、付属の潤滑油を先端のシリコン部分に少量塗布すること。

### 【保管方法及び有効期間等】\*\*

- ・高温、低温、多湿、直射日光、火気、水分（水濡れ）、オゾン、腐

食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な場所に保管すること。

- ・本品の品質を損なう恐れがあるので、紫外線滅菌庫で保管しないこと。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

### 【保守・点検に係る事項】\*\*

- ・使用前に必ず製品の点検をし、本品に破損、磨耗、変形、孔の発生等が確認された場合、使用を中止し廃棄すること。
- ・洗浄または消毒する際は、感染予防のためゴム手袋、保護メガネ、マスク等を着用すること。
- ・機器に付着した血液、体液、及び薬品等は、乾燥・固化する前に流水による洗浄、洗浄液等への浸漬等により確実に除去すること。
- ・汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
- ・塩素系、ヨウ素系、強アルカリ性、強酸性の洗浄剤や消毒剤は、劣化の原因になるので使用を避けること。
- ・金属たわし、クレンザー（磨き粉）等は、器具の表面を損傷し劣化の原因となるので使用しないこと。
- ・洗浄装置（超音波洗浄装置、ウォッシャーディスインフェクタ等）で洗浄する際、器具どうしが接触して損傷することがないように注意すること。
- ・洗剤の残留がないよう十分にすすぎを行うこと。仕上げすすぎには、浄化水（濾過、蒸留、脱イオン化等）を用いること。
- ・変色、シミ等を防ぐため、保管期間の長短にかかわらず洗浄した後は直ちに乾燥すること。
- ・高圧蒸気滅菌、ケミクレープ、乾熱滅菌、EOG滅菌はしないこと。
- ・完全に乾燥していることを確認してから保管（【保管方法及び有効期間等】参照）すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】\*\*\*

製造販売業者：フィード株式会社  
商品インフォメーションデスク  
電話 0120-004-504

製造業者：メタ バイオメドカンパニー リミテッド（大韓民国）  
（META BIOMED CO., LTD (Head Office)）