

医 04 整形用品

一般医療機器 綿状パッド 32572000

ネオドライ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

・再使用禁止

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 * **

製造販売業者：フィード株式会社

商品インフォメーションデスク

電話 0120-004-504

製造業者

: マイクロコピー（アメリカ合衆国）

(Microcopy)

【形状・構造及び原理等】

形状：下記の組み合わせにより異なるタイプの商品が存在する。

- ・スモール(黄色)／ラージ(青色)
- ・反射材の有り／無し

材質：

フィルムパッド	プラスチック
吸収材	セルロース繊維と高吸収ポリマーの複合体
芯材	ポリスチレン
裏地	ポリプロピレン
反射材	PET

【使用目的又は効果】

神経組織の保護、液の吸収のために手術中に用いる合成繊維等のパッドである。

【使用方法等】

1. 本品をピンセットで取り、患者の口腔内に挿入し、色の付いているフィルムパッド面を頬側にあてる。
2. 処置終了後、取り外し廃棄する。

【使用上の注意】

- ・使用前に必ず製品及び包装の点検をし、破損、汚損等が確認された場合使用しないこと。
- ・折損、破損等の原因となるので、本品に対する切断、折り等の二次的加工（改造）は絶対に行わないこと。
- ・誤嚥に伴う呼吸困難や誤飲などの緊急時に対応できるよう、使用者の監視下で使用するこ
- ・症状を進行させる恐れがあるため、口腔乾燥の患者には使用しないこと。
- ・症状を進行させる恐れがあるため、炎症が起きている部位には使用しないこと。
- ・適用部位に合ったサイズの製品を選択すること。
- ・使用中、吸水面に水がかからないようにすること。
- ・本品は長時間(15～20 分以上)を超えて使用しないこと。
- ・撤去の際に剥がしにくく感じられた場合、粘膜の損傷を防ぐため製品全体に水をかけてから剥がすこと。
- ・高圧蒸気滅菌、薬液滅菌、ケミクレープ、乾熱滅菌、EOG 滅菌は行わないこと。
- ・廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。
- ・【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

高温、湿気、水分（水濡れ）を避け、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な場所に保管すること。