

器 66 歯科用練成器
一般医療機器 歯科用印象材混こう器 38790000

ブレンデックス 2

【形状・構造及び原理等】

形状：本体



ミキシングボール



スパチュラ



ミキシングスティック



※

寸法：W 205×D 245×H 285 mm

重量：19.5 kg

【電気的定格】

電源：AC 100 50/60 Hz

電源入力：最大 350VA

【機器の分類】

電撃に対する保護の形式：クラスⅠ機器

【EMC】

EMC 規格 EN61326-1:2013 に適合している。

※ 付属の電源コードは本機器専用である。他の機器には使用しないこと。

【使用目的又は効果】

使用前にチェアサイドですぐに印象材を混ぜ合わせるために使われる電動式器具である。

【使用方法等】

設置／輸送

1. 水のかからない場所に設置すること。
2. 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場所に設置すること。
3. 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意すること。
4. 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に設置しないこと。
5. 機器を設置する前に、底の輸送用ボルトを外す。外したボルトは輸送時に必要なので、機器背面につけて保管しておくこと。
6. 修理等で輸送する場合には、輸送用ボルトを再び締めてから梱包する。

使用方法

1. 電源コードを接続し、機器背部の主電源を入れる。
2. コントロールパネルの「ON/OFF」ボタンを押す。ディスプレイが点灯する。
3. 本品には 3 種類の練和時間（8、10、12 秒）があらかじめメモリーに設定されている。「PROGRAM」ボタンを押してメモリーか

ら練和時間を選び、「UP」又は「DOWN」ボタンを押して秒単位で時間を調節する。

練和時間のメモリー設定の変更は、後述する **練和時間のメモリー設定** を参照。

4. 印象材メーカーの説明書に従い、アルギン酸塩粉末と水（10～20℃）を準備する。
（アルギン酸塩印象材の練和時間は水温によって変わること注意到意する。）
5. 大量のアルギン酸塩粉末を扱う場合は、機器にセットする前にミキシングスティックで粉末と水を軽く混ぜる。
6. ミキシングボールに蓋を被せ、蓋を時計回りに回して閉め、ロックする。
7. ミキシングボールのまわりに水分がないことを確認し、機器にセットする。
8. 機器の蓋を確実に閉める。
9. 「PROGRAM」ボタンを押し、練和時間を選択する。
10. 「START/STOP」ボタンを押して練和を開始する。ディスプレイの時間表示が減り、ゼロになったところで止まる。
練和を中断したい時は「START/STOP」ボタンを押す。練和終了時には、ビーという音が鳴る。
11. モーターが完全に止まってから蓋を開ける。ミキシングボールを取り外し、スパチュラで印象材を取り出す。

練和時間のメモリー設定

練和時間の設定を変更する場合

1. 「UP」又は「DOWN」ボタンを押して、時間（秒）を希望する値に変える。（1 秒から 99 秒まで変えることができる。）
2. 希望する値を設定すると表示が点滅するので、この状態で「PROGRAM」ボタンを押す。
3. 3 種類の時間をメモリーに設定できる。

「使用方法に関連する使用上の注意」

1. アルギン酸塩粉末と水の混合比と練和時間は、印象材メーカーの説明書に従うこと。
2. ミキシングボールの蓋を確実にロックすること。蓋が閉まっていなないと、機器の誤作動や故障の原因となる。ミキシングボールの蓋が確実に閉まらない場合は、新しいミキシングボールと交換すること。
3. 作動前、機器の蓋を確実に閉めること。蓋が完全に閉まらなと、機器は作動しない。

【使用上の注意】

- ・取扱説明書を必ず読むこと。また、取扱説明書に記載の「医用電気機器の使用上（安全及び危険防止）の注意事項」を必ず読むこと。
- ・本品に付属のミキシングボール以外は使用しないこと。
- ・ミキシングボールをセットせずに、あるいは空のミキシングボールをセットした状態で、機器を作動させないこと。
- ・変形していたり蓋が確実に閉まらないミキシングボールは使用しないこと。
- ・練和容量は 25～100g（アルギン酸塩粉末+水）である。100g 以上はミキシングボールに入れないこと。
- ・機器の蓋にある保護バンドを外さないこと。
- ・機器内部に水をこぼさないこと。
- ・作動中に異常な音や振動があった場合は、「START/STOP」又は「ON/OFF」ボタンを押して機器を止めること。取扱説明書の「トラブルシューティング」にて確認し、必要に応じて修理を依頼

取扱説明書を必ずご参照下さい

すること。

- ・【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・歯科医療有資格者以外は機器を使用しないこと。
- ・使用環境条件：温度 5～35℃、湿度 35～85%

【保管方法及び有効期間等】

「保管方法」

- ・保管条件：温度 -10～50℃
- ・水のかからない場所に保管すること。
- ・気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分等を含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場所に保管すること。
- ・傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
- ・コード類は保管の際、強く折り曲げないこと。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

「耐用期間」

適切な保守点検を行った場合に限り 3 年間

[自己認証（製造業者データによる）]

【保守・点検に係る事項】

「使用者による保守点検事項」

1. 清掃

ミキシングボール

ボールに残った印象材を取り除く。蓋中央の穴の部分もきれいに清掃すること。

機器本体

- ・清掃時は必ず主電源を切り、電源コードを外すこと。
- ・印象材残渣は、布で拭き取ること。
- ・水で洗ったり拭いたりしないこと。
- ・上蓋の O リングは汚れが付着した際には、水拭きで清掃すること。
- ・清掃は中性油（鉱物油など）で拭くこと。溶剤や揮発性油脂は色落ちの原因になるため使用しないこと。

2. 保守・点検

使用前に次のことを確認する。

- ・各部に破損、傷、汚れ、劣化等がないこと。
- ・全てのコードは正確に接続されていること。
- ・各スイッチ、ボタン、ディスプレイは正常に作動すること。
- ・異常な発熱、発煙がないこと。
- ・ミキシングボールに変形がなく、蓋が確実に閉まること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：フィード株式会社
商品インフォメーションデスク
電話 0120-004-504

製造業者：ディー エイチ イー エフ インク（台湾）
（DHEF Inc.）

取扱説明書を必ずご参照下さい