

歯 65 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用マトリックスバンド 16195000

シンプルメタルマトリックス

再使用禁止

【禁忌・禁止】

「使用方法」
再使用禁止

- ・ 滅菌済みのものを貯蔵・保管する際、汚染を防ぐため清潔な場所に保管をするとともに、有効保管期間の管理をすること。
- ・ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：フィード株式会社
商品インフォメーションデスク
電話 0120-004-504製造業者：ハンゾウ シーイー メディカル インスツルメント
カンパニー リミテッド
(中華人民共和国)
(Hangzhou Siyi Medical Instrument Co., Ltd)

【形状・構造及び原理等】

形状：



材質：ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

修復材に一般的輪郭を与え、修復材を閉じ込めるステンレス製のバンドである。

【使用方法等】

1. 適切な形状の本製品を選ぶ。
2. 使用前に洗浄、消毒または滅菌する。
(高圧蒸気滅菌／各医療機関により検証され確認された滅菌条件による。推奨 121℃ 30分間)
3. 隣接する歯間に通し、適切な方法で固定する。
4. 修復材を窩洞に充填し、圧接形成する。
5. 修復材が硬化後、本製品を取り外す。

【使用上の注意】

- ・ 使用前に必ず製品の点検、洗浄、消毒または滅菌をし、バリ等異常が確認された場合使用しないこと。
- ・ 使用前に消毒する場合、消毒用エタノールで消毒すること。
- ・ 使用前に滅菌する場合、高圧蒸気滅菌をすること。
(各医療機関によって検証され確認された滅菌条件による。
推奨 121℃ 30分間)
- ・ セットまたは包装は、関連器材の仕様を熟知して行うこと。
- ・ 誤って口腔軟組織を傷つける事がないよう充分注意すること。
- ・ 使用の際は誤飲させないよう充分注意すること。飲み込んだ場合、直ちに医師の診断を受けさせること。
- ・ 必要に応じてラバーダム等の防湿処置を行うこと。
- ・ 【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・ 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ・ 廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・ 水分（水濡れ）、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な場所に保管すること。