

機械器具 68 印象採得又は咬合採得用器具
一般医療機器 歯科印象採得用トレー 16350000

F E E Dディスプレイ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：フィード株式会社
商品インフォメーションデスク
電話 0120-004-504

【形状・構造及び原理等】

材質：ポリプロピレン
形状：

製造業者：ハンゾウ シーイー メディカル インストルメント
カンパニー リミテッド（中華人民共和国）
(Hangzhou Siyi Medical Instrument Co., Ltd)

全顎用	上顎用 S	下顎用 S
	上顎用 M	下顎用 M
	上顎用 L	下顎用 L
局部用	上顎前歯用	下顎前歯用
	上顎左側用/下顎右側用	
	上顎右側用/下顎左側用	

【使用目的又は効果】

印象採得時に、印象材を盛り、保持し、圧接するために用いる。

【使用方法等】

1. トレーに印象材を盛る。
2. 患者の口腔内に入れ、印象材の使用方法に従って印象を採得する。
3. 印象採得完了後、トレーを口腔内から取り出す。

「使用方法に関連する使用上の注意」

患者の嘔吐反射をもたらすおそれがあるため、適用するトレーのサイズ、盛る印象材の量、緩さを適切にすること。また、印象採得中は患者の状態に注意すること。

【使用上の注意】

- ・使用前に必ず製品の点検をし、破損、変形、孔の発生、その他損傷等が確認された場合使用しないこと。
- ・破折等の原因となるため、強い衝撃を与えないように丁寧に扱うこと。
- ・使用前に滅菌する場合、高圧蒸気滅菌（121℃ 20-25 分間）をすること。
- ・滅菌する場合は関連器材の仕様を熟知して行うこと。
- ・本品の品質を損なう恐れがあるので、滅菌時（乾燥時を含む）121℃を超えて加熱しないこと。
- ・【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ・廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・高温、低温、多湿、直射日光、火気、水分（水濡れ）、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な場所に保管すること。
- ・滅菌済みのものを貯蔵・保管する際、汚染を防ぐため清潔な場所に保管するとともに、有効保管期間の管理をすること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。