

器 67 歯科用防湿器
一般医療機器 歯科用ラバーダム 11155010

デントレックス デンタルダム

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・ 再使用禁止
- ・ 天然ゴムラテックスによるアナフィラキシー症状の既往歴がある患者には使用しないこと。
- ・ 天然ゴムラテックスによるアナフィラキシー症状の既往歴がある医療関係者は使用しないこと。

[自己認証（製造業者データ）による]

※（例  2008.06 は使用期限 2008 年 6 月を表す。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】* **

製造販売業者：フィード株式会社
商品インフォメーションデスク
電話 0120-004-504

製造業者：フォー ディー ラバー カンパニー リミテッド
(Four D Rubber Co Limited) (英国)

【形状・構造及び原理等】

形状：カットタイプ；127mm×127mm、152mm×152mm
ロールタイプ；幅 152mm×長さ 5.4m
厚さ：薄（Thin）、中厚（Medium）
色：ナチュラル、グリーン、ブルー
材質：天然ゴムラテックス

【使用目的又は効果】

歯科治療中に口腔内で手術野を隔離するため、パンチで穴をあけ、歯牙に被せるラテックスゴム製シートである。

【使用方法等】

1. 本品の所定の位置にラバーダムパンチで穴をあける。
2. 本品にクランプを装着して歯牙に固定する。
3. フレームをラバーダムシートの上に置き、フレームの突出部にラバーダムシートを適当な緊張を加えながら掛ける。

【使用上の注意】

- ・ 天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショック等のアレルギー性症状をまれに起こす可能性がある。アレルギー性症状には、I 型（即時型：天然ゴムラテックスに含まれるタンパクによる）、IV 型（遅延型：主に加硫促進剤等の添加剤の化学物質による）がある。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談する等適切な処置を施すこと。
- ・ 二分脊椎症患者等の天然ゴムと接触する機会の多い方は、天然ゴムアレルギー発症のハイリスクグループと考えられるため、使用に関しては注意すること。
- ・ 使用前に必ず製品及び包装の点検をし、汚れ、破損（特にピンホール）、その他損傷等が確認された場合使用しないこと。
- ・ 【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・ 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ・ 廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

「保管方法」

- ・ 高温、多湿、直射日光、強い紫外線、水分（水濡れ）、オゾンを避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な場所、26℃以下の場所に保管すること。
- ・ 油脂、溶剤、銅、銅を含む物質との接触を避けること。

「有効期間」

使用期限：包装に記載の使用期限までに使用すること。