

ラテックス デンタルダム

再使用禁止

【禁忌・禁止】

「適用対象（患者）」

- ・天然ゴムラテックスによるアナフィラキシー症状の既往歴がある患者には使用しないこと。

「適用対象（使用者）」

- ・天然ゴムラテックスによるアナフィラキシー症状の既往歴がある医療関係者は使用しないこと。

「使用方法」

- ・再使用禁止

【保管方法及び有効期間等】

「保管方法」

- ・高温、多湿、直射日光、水分（水濡れ）、オゾンを避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な場所に保管すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

「有効期間」

- ・外装に記載の使用期限までに使用すること。
[記載の使用期限は自己認証（製造業者データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：フィード株式会社
商品インフォメーションデスク
電話 0120-004-504

製造業者：サンクチュアリ ヘルス エスディーエヌ
ビーエイチディー
(SANCTUARY HEALTH SDN BHD) (マレーシア)

【形状・構造及び原理等】*

サイズ：127mm×127mm、152mm×152mm

色：グリーン、ブルー、ブラック

厚さ：[グリーン、ブルー]薄 (Thin)、中厚 (Medium)、厚 (Heavy)
[ブラック]中厚 (Medium)

材質：天然ゴムラテックス

【使用目的又は効果】

歯科治療中に口腔内で手術野を隔離するため、パンチで穴をあけ、歯牙に被せるラテックスゴム製シートである。

【使用方法等】

1. 本品の所定の位置にラバーダムパンチで穴をあける。
2. 本品にクランプを装着して歯牙に固定する。
3. フレームをラバーダムシートの上に置き、フレームの突出部にラバーダムシートを適当な緊張を加えながら掛ける。

「使用方法等に関連する使用上の注意」

- ・本品と併用する製品の添付文書等を確認後、使用すること。

【使用上の注意】

- ・天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショック等のアレルギー性症状をまれに起こす可能性がある。アレルギー性症状には、Ⅰ型（即時型：天然ゴムラテックスに含まれるタンパクによる）、Ⅳ型（遅延型：主に加硫促進剤等の添加剤の化学物質による）がある。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談する等適切な処置を施すこと。
- ・二分脊椎症患者等の天然ゴムと接触する機会の多い方は、天然ゴムアレルギー発症のハイリスクグループと考えられるため、使用に関しては注意すること。
- ・使用前に必ず製品及び包装の点検をし、汚れ、破損（特にピンホール）、その他損傷等が確認された場合使用しないこと。
- ・【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ・廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。