

器 67 歯科用防湿器
一般医療機器 歯科用ラバーダム防湿キット 11155020

デントダムの付属品
塗布用チップ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

「使用方法」
塗布用チップは一回限りの使用で廃棄し、再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

材質：ステンレス鋼、ポリプロピレン

デントダムのシリンジに取り付け、ペーストを注入するために用いる。

【使用目的又は効果】

本品はデントダム専用の塗布用チップである。
デントダムは歯科治療の際に唾液による汚染、防湿等に用いる。

【使用方法等】

1. デントダムのキャップを外し、塗布用チップを確実に取り付ける。
2. デントダムをラバーダムの孔やラバーダムと歯牙との隙間を埋めるように塗布する。
3. 指定の条件で全体をむらなく光照射し硬化させる。

「使用方法に関連する使用上の注意」

- ・デントダム以外には使用しないこと。
- ・シリンジと塗布用チップが確実に装着していることを確認してから口腔内の適用部位に運ぶこと。
- ・使用する前に練和紙等に少量押し出し、塗布用チップから問題なく出ることを確認すること。

【使用上の注意】

- ・使用前に必ず製品の点検をし、本品に汚れ、損傷等が確認された場合、使用を中止し廃棄すること。
- ・本品は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。
- ・本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・直射日光を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な場所に保管すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売者：フィード株式会社
商品インフォメーションデスク
電話 0120-004-504

製造業者：メディクラス カンパニー リミテッド（大韓民国）
（MEDICLUS Co., Ltd.）