

歯科材料 06 歯科用印象材料
一般医療機器 歯肉圧排糸 35861001

スマートコードX

再使用禁止

【禁忌・禁止】

「使用方法」

- ・再使用禁止

「適用対象（患者）」

- ・本品又は本品の原材料に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

材質：コットン、塩化アルミニウム六水和物

形状：

		種類	径	色
細い ↓	0000	ファイニスト (The Finest)	0.50 mm	黒／青
	000	ウルトラファイン (Ultra-Fine)	0.70 mm	黒／灰色
	00	エクストラファイン (Extra-Fine)	0.82 mm	茶／黄色
	0	ファイン (Fine)	0.99 mm	紫／薄紫
	1	ミディアム (Medium)	1.20 mm	青／水色
太い	2	シック (Thick)	1.35 mm	緑／黄緑

【使用目的又は効果】

支歯形成の間、歯肉を圧排するために一時的に用いる木綿糸である。

【使用方法等】

1. 歯肉の状態を考慮し、適切な種類の圧排糸を選択する。
2. 適当な長さに切り、目的歯周囲に適合させる。
3. 適切な歯肉圧排器具等を用いて、圧排糸を圧入する。
このとき、過大な挿入圧をかけないよう注意すること。
4. 約 5 分間放置し、作業を行う直前に除去する。
このとき、水分を与えると除去しやすい。

「使用方法に関連する使用上の注意」

- ・本品に含有されている塩化アルミニウムは、併用する印象材によってはその重合を阻害する可能性があるため、使用する印象材の添付文書を事前に確認すること。
- ・20 分以上、本品を挿入し続けないうこと。

【使用上の注意】

- ・使用前に必ず製品の点検をし、汚れ、損傷等が確認された場合、使用を中止し廃棄すること。
- ・使用の際は誤飲させないよう充分注意すること。飲み込んだ場合、直ちに医師の診断を受けさせること。
- ・本品は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ・廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自治体の指導に従

った安全な方法で適切に処理すること。

「重要な基本的注意」

- ・本品は急性歯肉炎または急性壊死性潰瘍性歯肉炎の場合は使用しないこと。
- ・本品の使用に対して発疹、皮膚炎など過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。また、使用により過敏症状を起こしたときは使用を中止し、医師に相談する等適切な処置を施すこと。
- ・本品の使用に対して発疹、皮膚炎など過敏症の既往歴のある術者は手袋などをして直接本品に触れないようにすること。また、使用により過敏症状を起こしたときは使用を中止し、医師に相談する等適切な処置を施すこと。

【保管方法及び有効期間等】

「保管方法」

- ・使用後はすぐに蓋を閉め、直射日光、火気、水分（水濡れ）を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な 1～30℃の乾燥した場所に保管すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

「有効期間」

- ・容器に記載の使用期限までに使用すること。
[記載の使用期限は自己認証（製造業者データ）による]
(例示：2021-04-08 は、有効期限 2021 年 4 月 8 日を示す。)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：フィード株式会社
商品インフォメーションデスク
電話 0120-004-504

製造業者：イーストデント カンパニー リミテッド
(大韓民国) (EASTDENT Co., Ltd.)