

歯科材料 06 歯科用印象材料
一般医療機器 歯肉圧排材料 70882000

クイックスタート F R E E

再使用禁止（スタートフローチップのみ）

【禁忌・禁止】

「適用対象」

本品又は塩化アルミニウムまたは類似した製品に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

「使用方法」

スタートフローチップは一回限りの使用で廃棄し、再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

- ・ジェル（塩化アルミニウム、塩化マグネシウム、グリセリン、水、その他）
- ・シリンジ（ポリプロピレン）
- ・スタートフローチップ（ステンレス、ポリプロピレン）

【使用目的又は効果】

支台歯形成、印象採得などの際に、歯肉を圧排するために一時的に用いる、医薬品非含有のジェルである。

【使用方法等】

使用準備（1.2ml シリンジ）

1. キャップを外す。
2. スタットフローチップをしっかりと取り付ける。
3. 口腔内へ塗布する前に流動性の確認を行う。

使用準備（30ml シリンジ）

1. 30ml シリンジのキャップを外す。
2. ドッキングポートの一方の端を 30ml シリンジに取り付け、もう一方の端を 1.2ml シリンジに取り付ける。
3. 30ml シリンジのプランジャーをゆっくりと押し、1.2ml シリンジに必要な量を注入する。
4. ドッキングポートからシリンジを取り外し、30ml シリンジにキャップをはめる。
5. 1.2ml シリンジにスタートフローチップをしっかりと取り付ける。
6. 口腔内へ塗布する前に流動性の確認を行う。

使用方法

1. 使用準備に従い準備をする。
2. 本品をゆっくりと滲出部に押し出し、1～3 分を目安に組織にしっかりとすりこむ。
3. 凝固物が発生した場合はスプレー水でやさしく洗い流し吸引する。これを滲出液の流出がなくなるまで繰り返す。
4. 滲出液の流出がない状態が維持されていることを確認し、コードパッカーを用いて適切なサイズのリトラクションコードを歯肉溝に挿入する。
5. 1～3 分待ち、リトラクションコードを外す。
6. リトラクションコードを取り除き、スプレー水でしっかり洗浄する。滲出液の流出がないことを確認し、印象採得を行う。

「使用方法に関連する使用上の注意」

- ・専用のスタートフローチップ以外は使用しないこと。
- ・交差感染を防ぐため、スタートフローチップは再使用しないこと。
- ・口腔内に入れる前に、スタートフローチップがシリンジと確実に装着していることを確認すること。

- ・口腔内へ塗布する前に流動性を確認し、スタートフローチップから問題なく出ることを確認すること。うまく出ない場合にはスタートフローチップを交換し、再確認すること。
- ・本材使用後にボンディングや合着をする場合には、微小漏洩や接着強さの低下を避けるため、滲出部分及びその付近を完全に洗浄すること。
- ・残留した本品や凝固物が象牙質及び/あるいはエナメル質を汚染し、接着強度の低下や微小漏洩を起こすため、完全に洗浄すること。
- ・使用後は、1.2ml シリンジのキャップを確実に締め、シリンジをアルコール系消毒剤で消毒すること。

【使用上の注意】

- ・他の材料を使用する前には、必ず本品を完全に洗い流すこと。
- ・使用前に必ず製品および包装の点検をし、本品に汚れ、損傷等が確認された場合、使用を中止し廃棄すること。
- ・本品は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ・廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

「重要な基本的注意」

- ・本品又は塩化アルミニウムまたは類似した製品に対して発疹、皮膚炎など過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。また、使用により過敏症状を起こしたときは使用を中止し、医師に相談する等適切な処置を施すこと。
- ・本品又は塩化アルミニウムまたは類似した製品に対して発疹、皮膚炎など過敏症の既往歴のある術者は使用しないこと。また、使用により過敏症状を起こしたときは使用を中止し、医師に相談する等適切な処置を施すこと。
- ・本品を同様の滲出液抑制効果のある他の硫酸鉄や塩化アルミニウム材、エピネフリン含有材と併用しても滲出液抑制効果が増すことはないので併用しないこと。
- ・本品をリトラクションコードに含侵して使用する場合は、薬液非含有のリトラクションコードを用いること。

【保管方法及び有効期間等】

「保管方法」

- ・直射日光を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な 2℃～30℃の場所に保管すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

「有効期間」

- ・有効期間：18 ヶ月
[自己認証（製造業者データによる）]
（外装表示の例示：221031 は、有効期限 2022 年 10 月 31 日を示す。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：フィード株式会社
商品インフォメーションデスク
電話 0120-004-504

製造業者 : インターメド／ビスタ デンタル プロダクツ
(アメリカ合衆国)
(Inter-Med/Vista Dental Products)