

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 綿状パッド 32572000

止血パッド デンタル

再使用禁止

【禁忌・禁止】

「適用対象」

本品又は本品の原材料に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

「使用方法」

- ・再使用禁止（ガンマ線滅菌済み）
- ・再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

形状：キトサンを含ませたパッドである。

寸法：20×50×10mm

原材料：キトサン（マッシュルーム由来）

【使用目的又は効果】

口腔粘膜組織の一時的な保護、液の吸収、又は止血のために手術中に用いる。

【使用方法等】

使用前

1. 手袋を装着する。
2. 本品は使用直前に開封すること。
3. 手袋及びピンセット等の器具が濡れていると本品が器具に粘着するおそれがあるため、乾燥していることを確認すること。

使用方法

1. 開封し適切な大きさに切り取る。
2. 本品をピンセット等ではさみ、患部に静かにあてがう。破損のおそれがあるため力を入れすぎないこと。
3. 液体を吸収し、ゲル状になるまで患部に保持する。
4. 止血を確認後、医師の判断に基づき、本品を除去する。

【使用上の注意】

- ・使用前に必ず製品及び包装の点検をし、汚れ、破損、水濡れ、その他損傷等が確認された場合、使用しないこと。
- ・本品の滅菌包装を開封後、直ちに使用すること。
- ・【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ・廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

「重要な基本的注意」

- ・本品又は本品の原材料に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。また、使用により過敏症状を起したときは使用を中止し、医師に相談する等適切な処置を施すこと。
- ・本品を患者が誤飲しないように注意すること。
- ・本品は外用であるため、体内には使用しないこと。
- ・本品は組織に吸収されないため、留置したまま縫合しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

「保管方法」

- ・高温、低温、多湿、水分（水濡れ）、直射日光、紫外線、オゾンを避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な場所に保管すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

「有効期間」

- ・外装に記載[自己認証（当社データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：フィード株式会社

商品インフォメーションデスク

電話 0120-004-504