

テンプレート

【形状・構造及び原理等】

形状(主成分):ペースト(ウレタンジメタクリレート、二酸化ケイ素、カンファキノン)

【使用目的又は効果】

歯の仮封に用いること。

【使用方法等】

1. 窩洞を洗浄、乾燥する。
2. 本品を練板上に出し、充填器等を用いて窩洞に充填する。
3. 歯科重合用光照射器で10～20秒間照射する。充填面の近くから照射できない場合、または照射器の照射密度が減少している場合は、照射時間の延長が必要である。

「使用方法に関連する使用上の注意」

- ・ 窩洞内に本品を充填する際、必ずアンダーぎみに充填すること。
- ・ 照射前に、対合歯と大きく干渉しないように付形すること。
- ・ 硬化後、咬合の最終確認を必ず行うこと。
- ・ 本品による仮封は2週間を超えないこと。
- ・ 本品をレジン系裏層材の上に適用する際は接着防止のため、グリセリンを使用すること。
- ・ ユージノール系の材料は本品の重合に影響を及ぼすので併用しないこと。
- ・ 本品の照射時間は光量 600～750mW/cm² のハロゲンランプまたは 900～1,100mW/cm² の LED ライトを光源とした 480nm 付近に波長分布のピークがある照射器を前提としているが、照射器によって波長分布やエネルギーは異なるので適宜照射時間を増減して使用すること。
- ・ 照射器の光量低下は硬化不良の原因となるため、使用前にランプの寿命、照射口の汚れを確認すると共に、光量計で定期的に光量のチェックを行うこと。

【使用上の注意】

「使用注意」

- ・ 本品は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・ 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

「重要な基本的注意」

- ・ 本品または本品に含まれる成分に対する発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴を確認し、過敏症を発する可能性のある患者には使用しないこと。
- ・ 本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には直ちに使用を中止し、専門医の診断を受けさせること。
- ・ 未重合の本品が患者または術者の口腔軟組織、皮膚、目に付着しないよう充分注意すること。付着した際は、直ちにアルコール綿などで清拭した後、15分以上流水で洗浄すること。特に目に入った際は直ちに大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】**

「保管方法」

- ・ シリンジの専用キャップを確実に閉めて、光、湿度を避けて、2℃～27℃の場所に保管すること。
- ・ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

「有効期間」

- ・ 有効期間:2年
[自己認証(製造業者データによる)]
外装表示の例示:  2007-10 は有効期限 2007 年 10 月を示す。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】* **

製造販売業者:フィード株式会社
商品インフォメーションデスク
電話 0120-004-504

製造業者:スピーデント社(大韓民国)
(SPIDENT CO., LTD.)