

シンチプラチナム

【形状・構造及び原理等】**

種類及び粘度の区分：2 中粘度

分類：付加型シリコーンゴム

形状（主成分）：ペースト（二酸化ケイ素、ビニルポリジメチルシロキサン、炭酸カルシウム）

本品は、ミキシングチップ（製造販売届出番号：14B1X00006000023）を含む。

仕様

	ISO 4823	JIS T 6513
練和時間（チューブタイプ）	30～45 秒	
操作時間（23℃）	3 分	
口腔内保持時間	4 分	
弾性ひずみ	2～20%	
弾性回復※	96.5%以上	0～3.5%
寸法変化	1.5%以下	0～-1.5%

※JIS の仕様値は永久ひずみを示す。

【使用目的又は効果】

口腔内の印象採得に用いる。

【使用方法等】

カートリッジタイプ

1. 歯科材料用カートリッジガン（ディスペンサー）[別売]に本品のカートリッジをセットし、キャップを取り外し、約 5mm ほど押し出して均等にベースとキャタリストが出ることを確認する。注出口に詰まりがある場合は、エキスポローラ等で詰まりを解消する。
2. ミキシングチップをしっかりと装着し（1/4 回転）、必要に応じてその先に口腔内注入用チップ[別売]を装着する。それぞれのチップがしっかりと装着されたことを確認した後、適当な均一の力でカートリッジガンのトリガを強く握り、練和物を押し出す。
3. 練和物を目的の部位に盛り上げる。（操作時間：3 分）練和物押し出し後は、カートリッジのミキシングチップを取り外さず、次回使用までふたとして使用する。
4. 口腔内で 4 分間保持してから、印象を慎重に撤去し、水洗い後乾燥させる。印象採得後 5 分経過してから 1 ヶ月以内に印象に石こうを注ぐ。（使用する石こうの種類：超硬石こう又は硬石こう）

チューブタイプ

1. ベースとキャタリストを練和紙上に等長（1：1）に押し出す。その際、等長でないと最終硬度を損なうことがあるので注意すること。均一でむらのない色になるまで、清潔なスパチュラを用いて練和（30～45 秒間）する。シリンジ等を用いて練和物を目的の部位に盛り上げる。
2. 口腔内で 4 分間保持してから、印象を慎重に撤去し、水洗い後乾燥させる。印象採得後 5 分経過してから 1 ヶ月以内に印象に石こうを注ぐ。（使用する石こうの種類：超硬石こう又は硬石こう）

「使用方法に関連する使用上の注意」

- ・室温で使用する。また、操作時間又は硬化時間を延長したい場合は、本品を適度に冷却して使用すること。
- ・チューブタイプの製品を練和する際、使用する器具類はなるべく冷やしたものを使用し、気泡が入らないようにすること。
- ・チューブタイプの製品は、使用後速やかにキャップをすること。その際、ベースとキャタリストのキャップを間違えないようにすること。
- ・口腔内注入用チップを使用する場合は、口腔外でチップが確実に装着されていることを確認すること。
- ・トレーへ練和物を注入する場合は、口腔内注入用チップを使用しないこと。
- ・印象を消毒する場合は、2%グルタルアルデヒドで薬液消毒すること。

【使用上の注意】

「使用注意」

- ・本品の硬化の妨げとなることがあるため、次の材料との接触を避けること。
ポリエーテル系材料
ポリサルファイド系材料
アクリル、またはメタクリレート残留物
ラテックスグロブ
- ・練和後の印象材が緩い場合は、新たに材料をカートリッジから押し出して使用すること。
- ・印象採得時の嘔吐反射に十分留意し、嘔吐反射時には適切に対応すること。
- ・院内感染防止のため、採得後の印象材を扱う際はディスポーザブルグローブを使用すること。
- ・ミキシングチップの使用は一回限りとする。
- ・本品は練和前後に関わらず、衣服に付着させると除去できないため、付着させないこと。
- ・本品は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

「重要な基本的注意」

- ・本品に対して発疹、皮膚炎など過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。また、使用により過敏症状を起こしたときは使用を中止し、医師に相談する等適切な処置を施すこと。
- ・本品に対して発疹、皮膚炎など過敏症の既往歴のある術者は使用しないこと。また、使用により過敏症状を起こしたときは使用を中止し、医師に相談する等適切な処置を施すこと。
- ・皮膚との長時間の接触、または反復接触を避けること。
- ・本品又は練和物は、目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、直ちに多量の水で洗浄した後、眼科医の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】**

「保管方法」

- ・25℃以上の場所で保管しないこと。輸送時間も含め高温の場所に長時間放置すると、品質低下の原因となること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

「有効期間」

外箱に記載の使用期限までに使用すること。

[記載の使用期限は自己認証（製造業者データ）による]

例：2021-11-30 は使用期限 2021 年 11 月 30 日を示す。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者：フィード株式会社
商品インフォメーションデスク
電話 0120-004-504

製造業者：パーケル インク（アメリカ合衆国）
(Parkell, Inc.)