

プリムデント ガッタパーチャポイント

【禁忌・禁止】

「適用対象（患者）」
本品の使用に対して発疹、皮膚炎など過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

主成分：ガッタパーチャ、酸化亜鉛、硫酸バリウム
形 状：
メインポイント 全長 28.5 mm
マーク付き（先端から 16mm、18mm、19mm、20mm、22mm、24mm の位置にマーク）とマークなしの 2 種

ISO 規格	先端直径 (mm)	色	ISO 規格	先端直径 (mm)	色
15	0.15	白	60	0.60	青
20	0.20	黄	70	0.70	緑
25	0.25	赤	80	0.80	黒
30	0.30	青	90	0.90	白
35	0.35	緑	100	1.00	黄
40	0.40	黒	110	1.10	赤
45	0.45	白	120	1.20	青
50	0.50	黄	130	1.30	緑
55	0.55	赤	140	1.40	黒

アクセサリポイント					
アクセサリサイズ					
サイズ	テーパ サイズ	全長 (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)
XF	01419	28.5	0.14	0.20	0.45
FF	01725		0.17	0.24	0.56
MF	01832		0.18	0.27	0.68
F	02038		0.20	0.31	0.80
FM	02341		0.23	0.35	0.88
M	02454		0.24	0.40	1.10
ML	02463		0.24	0.43	1.25
L	02582		0.25	0.49	1.55
XL	02783		0.27	0.52	1.60
ショートサイズ					
サイズ	テーパ サイズ	全長 (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)
F-1	02437	17	0.24	0.30	0.56*
F-2	01737	21	0.17	0.28	0.76
F-3	02026	25	0.20	0.28	0.62
M-1	02346	15	0.23	0.30	0.62*
M-2	01762	21	0.17	0.35	1.15
M-3	02431	26	0.24	0.33	0.73
L-1	01166	21	0.11	0.31	1.17
L-2	02762	27	0.27	0.45	1.25

※d1＝先端の仮想直径、d2＝先端から 3 mm の直径、d3＝先端から 16 mm の直径（*印は先端から 10 mm の直径）

【使用目的又は効果】

歯の根管の充填に用いる。

【使用方法等】

1. 根管の形成後、根管内を洗浄・消毒し、乾燥させる。
2. 適当なサイズのメインポイントを選択し、次亜塩素酸ナトリウム溶液で消毒後、充填用シーラーを塗布して根管の先端まで挿入する。
3. メインポイントの周囲の隙間に、2. と同様に消毒した適当なサイズのアクセサリポイントを必要分挿入し、スプレッダーやプラグガーを用いて圧接しながら充填する。
4. 加熱したインストルメントを用いて余分なポイントを取り除く。

「使用方法等に関連する使用上の注意」

- ・使用前に必ず消毒すること。
- ・高圧蒸気滅菌および乾熱滅菌は行わないこと。
- ・ポイント挿入時には根尖孔から突出させないように注意すること。

【使用上の注意】

- ・使用前に必ず製品の点検、消毒をし、異常が確認された場合使用しないこと。
- ・【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・本品は再使用しないこと。
- ・歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ・廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

「重要な基本的注意」

- ・本品は天然ゴムを使用している。本品の使用により患者に発疹等のアレルギー反応が認められた場合は、直ちに使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

「保管方法」

- ・高温、多湿、直射日光を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な場所に保管すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

「有効期間」

包装に記載の使用期限までに使用すること。
[使用期限は自己認証（製造元データ）による。]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】***

製造販売業者：フィード株式会社
商品インフォメーションデスク
電話 0120-004-504

製造業者：メタ バイオメドカンパニー リミテッド
(ヘッドオフィス) (大韓民国)
(META BIOMED CO.,LTD (Head office))