

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 再使用可能な歯科用吸引カニューレ（JMDN コード：38759000）

外科用チップ ISK

【形状・構造及び原理等】

1. 外観



2. 原材料

真鍮

3. 寸法

接続口径：φ11mm

4. 使用環境条件

下記の条件にて使用すること。

- (1) 周囲温度：10～40℃
- (2) 相対湿度：30～75%（ただし、結露しないこと）
- (3) 気 圧：700～1060hPa

【使用目的又は効果】

非能動型の吸引装置（通常、歯科専用装置）に連結して用いる管状の歯科用器具で、口腔内に貯留する水分や切削片を除去するために用いる。

【使用方法等】

〈使用方法〉

1. 操作方法

吸引用ハンドピース（接続口径φ11mm 用）に接続して吸引を行う。

2. 消毒、滅菌

2-1 消毒

- ・使用前に洗浄及びアルコール消毒を行うこと。
（外科用チップアダプタのみ）

2-2 滅菌

- ・使用前に洗浄及び高圧蒸気滅菌を行うこと。（外科用チップのみ）
- ・菌温度は 135℃以下で行うこと。（外科用チップのみ）

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

- ・使用する前に、吸引用ハンドピースにチップが確実に接続され、ガタツキが無く容易に外れないことを確認すること。

【使用上の注意】

- (1) 落下等の過度の衝撃を与えないこと。
- (2) 歯科医師及び法的資格者以外は使用しないこと。
- (3) 本品を改造しないこと。
- (4) 乾熱滅菌や薬液侵漬は行わないこと
- (5) 変質や溶解のおそれがある薬品、液体、気体等はいないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

下記の条件にて保管すること。

- (1) 周囲温度：-10～55℃
- (2) 相対湿度：10～90%RH（但し、結露しないこと）
- (3) 気 圧：700～1060hPa

〈耐用期間〉

使用回数に関わらず、ヒビ、割れ等の損傷、変色等の劣化が見られたら使用しないこと。

【保守・点検に係る事項】

〈使用者による保守点検事項（日常点検）〉

- ・使用前に洗浄及び高圧蒸気滅菌を行うこと。（外科用チップのみ）
- ・使用前に洗浄及びアルコール消毒を行うこと。
（外科用チップアダプタのみ）
- ・滅菌温度は 135℃以下で行うこと。（外科用チップのみ）

【梱包】

- (1) 外科用チップ：10 本/箱
- (2) 外科用チップアダプタ（O リング付）：10 本/箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売業者、製造業者〕

日本アイ・エス・ケイ株式会社 デンタル事業部
〒300-4297
茨城県つくば市寺具 1395-1
電話番号 029-869-2001