

カテーテル固定具

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、細径カテーテルを保持する頭部と周囲組織に刺入する二本の脚部で構成されている。

■ 外観



全長：2.2cm(±10%)

■ 主な原材料及び成分

名称	原材料	規格	
本体	チタン鋼	ASTM	F136

【使用目的又は効果】

細径血管にカテーテルを挿入し血液を灌流する際、血管抵抗等によりカテーテルが抜けてしまう事を予防する目的とした器具である。

【使用方法等】

- 使用前に変形やひび等がないか正常に作動するかを確認し、必ず洗浄・滅菌をすること。
- 本品を把持用鉗子等を用いて手術部位に固定する。尚、使用するカテーテルの外径は、1.2mm から 2.0mm までとする。
- 固定がしっかりとされていることを確認すること。
- カテーテル固定後、カテーテル内が灌流していることを確認すること。
- 本品を把持用鉗子等を用いて手術部位に固定する。

使用方法等に関連する使用上の注意

- 本品使用時に不測の抵抗を感じた際は無理に使用しないこと。
- 本品使用後は、使用した本数が体内から回収されたことを必ず確認すること。
- 無理な角度での固定、過度の加圧での使用は避けること。製品が破損する恐れがある。

【保管方法及び有効期間等】

- 結露を防ぐために、過度の温度変化がないようにすること。
- 水濡れや直射日光を避けること。
- 常温・常湿で、塵や埃のない清潔な場所に保管すること。
- 錆びている機器と一緒に保管しないこと。
- 化学薬品と一緒に保管しないこと。
- 消毒器・滅菌器、保管庫等の内部に発生した錆びや汚れに注意すること。

【保守・点検に係る事項】

洗浄・消毒、滅菌

- 本品は未滅菌で供給されるため、使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。

推奨滅菌方法	温度	時間
高圧蒸気滅菌	115-118℃	30 分間
	121-124℃	15 分間
	126-129℃	10 分間

- 加熱滅菌器(オートクレーブ滅菌器等)の乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は機器が変質または変色することがあります。

使用者による保守点検

- 本品を使用前及び洗浄中に、欠陥(ひび割れ、変形、摩耗、腐食等)がないか、機器が正常に作動するか目視で点検すること。
- 洗浄が不十分な場合や器具に詰まりがある場合は再度洗浄し、十分にすすぎ洗いをする。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 メディックスジャパン
国内製造業者：株式会社 メディックスジャパン
国内製造業者：有限会社 河島製鋏所