



ベケット鑷子

**【禁忌・禁止】

- 本製品を未滅菌のままで使用しないこと。
[感染症のおそれがある]
- 電気メスと併用しないこと。[感電または火傷のおそれがある]

**【形状・構造及び原理等】

本シリーズは眼科用鑷子である。

主に眼科領域における手術において使用する鋼製小物である。用途として眼内組織もしくは治療材料を掴むのに用いられる。

本体 : ステンレス鋼

1. ホスキンマークⅢ (全長: 100 mm)



KY No.6

角膜鑷子
有鉤 プラットフォームなし



KY No.28

角膜鑷子 デリケート
ホスキン鉤
プラットフォームなし



KY No.7

角膜縫合鑷子
有鉤 プラットフォーム付き



KY No.29

角膜縫合鑷子 デリケート
ホスキン鉤
プラットフォーム付き



KY No.8

角膜縫合鑷子 (マイクロ)
有鉤 プラットフォーム付き



KY No.32

縫合鑷子
無鉤 プラットフォームなし



KY No.10

睫毛用鑷子
ホスキン鉤
プラットフォームなし



KY No.33

縫合鑷子
無鉤 プラットフォーム付き



2. スタンダード (全長: 93 mm)



No. 10 固定鑷子
ホスキン鉤



No. 11 角膜固定鑷子
ホスキン鉤 ファインタイプ



No. 15 角膜固定鑷子
ホスキン鉤 マイクロタイプ



No. 17 縫合鑷子
無鉤



3. スケルトン (全長: 83 mm)



No. 20 角膜固定鑷子
ホスキン鉤



No. 25 角膜固定鑷子
ホスキン鉤



No. 18 角膜固定鑷子
ホスキン鉤 ファインタイプ



No.36 角膜固定鑷子



No. 19 角膜固定鑷子
ホスキン鉤 マイクロタイプ



No. 27 縫合鑷子



No. 28 角膜固定鑷子
ホスキン鉤
ミニチュアマイクロタイプ



無鉤 スタンダードタイプ

No. 32 縫合鑷子
無鉤 ファインタイプ



4. コリブリ (全長: 80 mm)



No. 21 角膜固定鑷子

ホスキン鉤 ファインタイプ



No. 22 角膜固定鑷子

ホスキン鉤 マイクロタイプ



No. 30 角膜固定鑷子

ホスキン鉤
ミニチュアマイクロタイプ



No. 33 縫合鑷子

無鉤 ファインタイプ



No. 34 縫合鑷子

無鉤 マイクロタイプ



5. スワンネック (全長: 87 mm)



No. 16 前房処置用鑷子

ホスキン鉤 マイクロタイプ



直式角膜縫合鑷子

チタン
5mm プラットフォーム付き



コリブリ式角膜縫合鑷子

チタン
5mm プラットフォーム付き



ピアースマイクロ角膜縫合鑷子

チタン 直式 丸ハンドル



パークス角膜縫合鑷子

直式 丸ハンドル



パークスマイクロ角膜縫合鑷子

直式 丸ハンドル



直式有鉤鑷子

チタン
5mm プラットフォーム付き



コリブリ式有鉤鑷子

チタン
5mm プラットフォーム付き



丸ハンドル有鉤鑷子

チタン 直式
5mm プラットフォーム付き



パークス有鉤鑷子

直式 丸ハンドル



パークスマイクロ鑷子

直式 丸ハンドル



直型縫合鑷子

チタン
5mm プラットフォーム付き



コリブリ型縫合鑷子

チタン
5mm プラットフォーム付き



直型マイクロ縫合鑷子

チタン
5mm プラットフォーム付き



曲型マイクロ縫合鑷子

チタン
5mm プラットフォーム付き



直型バークス縫合鉗子
5mm プラットフォーム付き



直型バークスマイクロ縫合鉗子
5mm プラットフォーム付き



曲型バークス縫合鉗子
5mm プラットフォーム付き



曲型バークスマイクロ縫合鉗子
5mm プラットフォーム付き



縫合鉗子直
5mm プラットフォーム付き



縫合鉗子曲
5mm プラットフォーム付き



眼内レンズ鉗子
チタン



バークス
眼内レンズ鉗子



バークスクレイマン
眼内レンズ鉗子
クロスアクション



ユトラータ氏
丸ハンドル前蓋破砕鉗子
チタン



ユトラータ氏
スケルトン前蓋破砕鉗子
チタン



【使用目的又は効果】

用途として眼内組織もしくは治療材料を掴むのに用いられる。本製品は再使用が可能である。

**【使用方法等】

1. ペンを握る要領で持つ。
2. 手持部分を押し、処置部が把持される。離すと、把持部が緩む。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

- ・ 本製品を運搬する際は先端部の破損防止のため、必ず専用ケースに入れ、固定させること。

**【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ・ 患者ごとに【保守・点検に係る事項】に記載する方法及び条件で、洗浄及び乾燥の処理を行った上で滅菌すること。
- ・ 本品がハイリスク手技に使用された場合には、プリオン病感染予防ガイドラインに従った洗浄、滅菌を実施すること。
- ・ 本品がプリオン病の感染症患者への使用及びその汚染が疑われる場合には、製造販売業者又は貸与業者に連絡すること。

**【保管方法及び有効期間等】

*

- ・ 先端部の汚染及び破損防止のため、専用ケースに入れて保管すること。

- ・ 結露しない場所に保管すること。
- ・ 清潔で乾燥した場所に保管すること。
- ・ 荷重が掛かった状態で保管しないこと。
- ・ 化学薬品、有機溶剤の近くでは保管しないこと。
- ・ 空気中に塩分、硫黄分または多量のコロイドを含む場所では保管しないこと。

**【取扱い上の注意】

- ・ 破損の原因となるため、以下は行わないこと。
 - 落下、強い衝撃を与える等
 - 先端部の改造（曲げ、切削、加圧）
 - バーナー等による加熱

**【保守・点検に係る事項】

<使用者による保守点検事項>

1. 使用前点検

本製品の外観を拡大鏡等で観察し、特に先端部に異常が認められないことを確認する。変形、欠落、破損、亀裂、腐食等の異常がある場合は使用しないこと。

2. 洗浄・滅菌

(1) 洗浄方法

- ・ 酵素洗浄剤を使用し、他の洗浄剤は使用しないこと。
- ・ 金属たわし、クレンザー、塩素系及びヨウ素系の消毒剤は使用しないこと。
- ・ 洗浄に際しては十分なすすぎを行うこと。
- ・ 洗浄後は腐食防止のため、直ちに乾燥させること。

(2) 滅菌方法

- ・ オートクレーブ、EOG、低温プラズマいずれも可能であり、パラメーター条件は各施設にて設定すること。

<その他の保守点検について>

本製品を安全に使用するために業者による保守・点検を推奨する。保守点検については、別途購入先の代理店に問い合わせのこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 キーラー・アンド・ワイナー

TEL：03-3815-7787

製造業者：Ashton Surgical and Ophthalmic Ltd.
(英国)