



ベケットフック

**【禁忌・禁止】

- ・ 本製品を未滅菌のまま使用しないこと。
[感染症のおそれがある]
- ・ 電気メスと併用しないこと。[感電または火傷のおそれがある]

- ・ 本品がハイリスク手技に使用された場合には、プリオン病感染予防ガイドラインに従った洗浄、滅菌を実施すること。
- ・ 本品がプリオン病の感染症患者への使用及びその汚染が疑われる場合には、製造販売業者又は貸与業者に連絡すること。

**【形状・構造及び原理等】

1. 外観図、構成

(1) ソーントン眼内レンズフック



(2) リスター氏眼内レンズフック



2. 被検者に接触する部分と組成

先端部分: ステンレス鋼

**【保管方法及び有効期間等】

- ・ 保管の際には、保管期間に関わらず必ず乾燥させること。
- ・ 滅菌済の本製品を保管する際には、再汚染を防ぐため、清潔な場所に保管すると共に有効保管期間の管理を実施すること。

**【保守・点検に係る事項】

<使用者による保守点検事項>

1. 使用後は出来るだけ早く付着している血液・体液・組織等の汚物を除去し、感染防止のために洗浄・滅菌・乾燥を実施すること。
2. 汚物除去に用いる洗浄液は適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
3. 洗浄液の残留が無いように充分濯ぐこと。
4. 滅菌方法及び滅菌条件は各医療機関の規定に従うこと。

<その他の保守点検について>

本添付文書または取扱説明書以外の保守点検については、別途購入先の代理店に問い合わせのこと。

【使用目的又は効果】

緑内障手術、水晶体手術等あらゆる眼科手術での患部摘出及び眼内レンズの位置決め使用される。

**【使用方法等】

摘出する患部に鉤部を掛けて取り去る。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

- ・ 鉤部分形状保持のため、故意に落下させないこと。

**【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ・ 本製品は非滅菌品である。使用前及び使用毎に必ず洗浄及び滅菌を行うこと。([保守・点検に係る事項])を参照)
- ・ 落下や強い衝撃を与えないこと。[破損のおそれ]

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社 キーラー・アンド・ワイナー

TEL: 03-3815-7787

製造業者: Ashton Surgical and Ophthalmic Ltd.

(英国)