

CUDA 光源装置 XLS-180W



【警告】

- ・本体に損傷がある場合には使用しないこと。また、定期的に目視で点検すること。

【禁忌・禁止】

- ・いかなる液体からも遠ざけること。
- ・故障・損傷の際は使用しないこと。定期的に内外部を見て点検すること。
- ・装置を落下させるなどして故障した場合には勝手に分解せず、すみやかに修理を依頼すること。
- ・ヒトの眼に直接照射しないこと。また光を凝視しないこと。
- ・可燃性ガスが充満している状況に放置しないこと。

【形状・構造及び原理等】

本機器は手術時に術者手元の影部分の照明に使用するファイバーケーブル照明用光源装置である。

1. 外観図



2. 構造

額帯灯の各メーカーに対応する差入口（ポート）を備えている。

光源本体 1、電源コード 1

3. 寸法及び重量

(1) 寸法 (H) 13cm×(W) 35.5cm×(D) 25cm

(2) 重量 6.0kg

4. 品目仕様等

- (1) 175Wキセノンランプ使用 照度調整機構付き
- (2) 4ポート(ACMI, Wolf, Storz, Olympus)
- (3) ランプ色温度 約6000k
- (4) ランプ寿命 約500時間
- (5) 許容入力電圧範囲 100V 50/60Hz
- (6) 消費電力 250W
- (7) 使用温度/湿度 10～40℃/30～80% (結露なき事)

【使用目的及び効果】

本機器は手術時に術者が使用するファイバーケーブル照明の光源に使用する。

【使用方法等】

取扱説明書を参照のこと。

【使用上の注意】

1. 光源点灯時はファイバーケーブルの取付孔やファイバー先端を直接見ないこと。
2. 光源点灯時は装置の空気流入孔を塞ぐなど、ファン作動中の空冷を妨害することのない様に充分注意すること。
3. ランプ劣化の進行を予防する目的で、使用後は照度調整ノブを Min * 位置に戻し、必ず5分以上ランプを冷却してから装置電源を切ること。

【取扱い上の注意】

本体に損傷がある場合には使用しないこと。

【保管方法及び使用期限等】

特別な保管方法はなし。

【保守・点検に係る事項】

定期的に目視で点検すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1. 製造販売業者 :

株式会社 キーラー・アンド・ワイナー

TEL : 03-3815-7787

2. 製造業者 :

Sunoptic Technologies

(サン 옵ティック テクノロジーズ社 : アメリカ合衆国)

取扱説明書を必ずご参照下さい。