



サイドポート前囊鑷子

**【禁忌・禁止】

- ・ 本製品を未滅菌のまま使用しないこと。
[感染症のおそれがある]
- ・ 電気メスと併用しないこと。[感電または火傷のおそれがある]

【形状・構造及び原理等】

外觀図、構造

材質: ステンレス鋼

全長: 146 mm



【使用目的又は効果】

眼科手術(特に白内障手術における CCC)に使用する鑷子である。

【使用方法等】

1. ペンを握る要領で持つ。
2. 手持部分を押し、処置部が把持される。離すと、把持部が緩む。

**【保守・点検に係る事項】

1. 使用前に把持が確実にできるか目視で確認のこと。
2. 使用(滅菌)前に、汚れ、傷、曲がり、損傷、可動部の動き等に異常がないか確認すること。
3. 使用後はできるだけ早く付着している血液、体液、組織等の汚物を除去し、職業感染防止のために洗浄・乾燥をすること。
4. 洗浄装置(超音波洗浄装置、ウォッシャーディスインフェクタ等)で洗浄するときには、先端同士が接触しあって損傷することがないように注意すること。
5. 洗浄液の残留がないよう十分にすすぐこと。すすぎには浄化水(滅菌蒸留水等)を用いることを推奨する。
6. 洗浄後は必ず乾燥すること。
7. 金属たわし、クレンザー(磨き粉)等は器具の表面が損傷するので汚物除去及び洗浄時に使用しないこと。
8. 滅菌方法及び滅菌条件は各医療機関の規定に従うこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社 キーラー・アンド・ワイナー

TEL: 03-3815-7787

製造業者: Ashton Surgical and Ophthalmic Ltd.
(英国)

**【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ・ 使用前及び使用後は必ず洗浄・滅菌(保守・点検に係る事項参照)をすること。
- ・ 故意に落下させないこと。シャフト部が曲がったり、把持できなくなるおそれがある。
- ・ 本品がハイリスク手技に使用された場合には、プリオン病感染予防ガイドラインに従った洗浄、滅菌を実施すること。
- ・ 本品がプリオン病の感染症患者への使用及びその汚染が疑われる場合には、製造販売業者又は貸与業者に連絡すること。

**【保管方法及び有効期間等】

1. 保管の際には、保管期間に関わらず必ず乾燥させること。
2. 滅菌済の本製品を保管する際には、再汚染を防ぐため、清潔な場所に保管すると共に有効保管期間の管理を実施すること。