

スターブライト



【警告】

- ・本製品を落下させたり、強い衝撃を与えると故障の原因となる恐れがある。
- ・本製品は精密医療機器であり、知識及び経験のない者が分解しないこと。
- ・本製品を改造しないこと。

【禁忌・禁止】

- ・可燃性ガスの前では使用しないこと。爆発の恐れがある。
- ・いかなる液体にも浸さないこと。故障の原因になる。
- ・故障・損傷の際には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

* 1. 外観図、構成



クリップオン型スターブライト



ループ型スターブライト

本製品は白色 LED を光源とする光源部と電池を組み込んだ電池ケースより構成されている。

- * また、組み込まれているループとの取り付け部により型式名称が区別されている。

*		型式名称
	1	クリップオン型スターブライト
	2	ループ型スターブライト

2. 品目仕様等

	項目	仕様
1	使用する電源	単三形電池
2	電源電圧	DC 4. 5 V
3	光源	白色 LED
4	光源の明るさ	1 W (電源電圧 4. 5 V 時)

【使用目的又は効果】

本製品は医師等医療従事者が手術等の際に使用する術野部位拡大用ループまたはヘッドバンドに取り付けて手術部位を光源で照らし、手術部位を明るくする照明として使用する。

【使用方法等】

1. 本製品の光源部からのケーブルと電池ケースからのケーブルのコネクターを接続する。
2. 電池ケース上部の電源スイッチを投入する。
電源投入後、白色LEDの発光が弱く成った場合には速やかに全ての電池を交換すること。
電池を交換する際は電池ケース裏蓋のネジをドライバーで外し、裏蓋を横に引いて外すこと。
電池を交換後、電池ケース裏蓋を横から挿入し、最後にドライバーでネジ締めて固定すること。
3. 「クリップオン型」または「ルーペ型」スターブライトは使用前に術野部位拡大用ルーペに取り付けてから使用すること。
4. 電池ケース上部の電源スイッチを投入し、術野部位の照明として使用する。
5. 使用終了後は必ず電池ケース上部の電源スイッチを切ること。
6. 光源部からのケーブルと電池ケースからのケーブルの接続を外すこと。
7. 本製品が汚れた場合には、
光源レンズ表面の汚れはレンズ清掃用布で清掃するか、埃等はブローアーで空気を吹き付けて清掃すること。
本体外装の汚れは中性洗剤を塗布した布等で拭くこと。
8. 本製品は精密医療機器であり、埃等の付着を防ぐために使用後は必ず専用ケースに入れて保管すること。

【使用上の注意】

1. 使用前に照明用光源LEDの点灯を確認すること。
2. 照明用光源LEDの光量が弱い時には3本全ての電池を新しいものに交換すること。
3. 電池の極性に注意し、電池ケースの電池収納部に描かれた電池の絵を参照して電池を挿入すること。
4. 電池を交換する際には電池ケース裏蓋のネジを緩め、裏蓋を横に引いて外すこと。
5. 電池ケース裏蓋固定用のネジの頭部は「プラス」の溝が切られており、必ずこの溝に合った大きさのプラスドライバーを使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 本製品は精密医療機器であり、埃等の付着を防ぐために必ず専用ケースに入れて保管すること。
2. 長期間使用しない場合には本製品より電池を抜いて保管すること。

【取り扱い上の注意】

本製品は精密医療機器であり、取り扱いには充分注意を払うこと。

【保守・点検に係る事項】

1. 定期的に目視で点検し、レンズ部分はレンズクリーニングクロスで清掃すること。
2. 電池は定期的に新しいものと交換すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1. 製造販売業者：
株式会社 キーラー・アンド・ワイナー
TEL：03-3815-7787
2. 製造業者：
QED（キューイーディー社：アメリカ）