



キーラーJazz Ultra 耳鏡

【警告】

- ・本製品を落下させたり、強い衝撃を与えると故障の原因となる恐れがある。
- ・本製品は精密医療機器であり、知識及び経験のない者が分解しないこと。
- ・本製品を改造しないこと。

【禁忌・禁止】

- ・可燃性ガスの前では使用しないこと。爆発の恐れがある。
- ・いかなる液体にも浸さないこと。故障の原因になる。
- ・故障・損傷の際には使用しないこと。

2. 電気的定格

(1) 電源

電池電圧 : DC 1.5V

(アルカリ電池)

(2) 電撃に対する保護

保護の形式 : 内部電源機器

保護の程度 : B形装着部

◇EMC:IEC60601-1-2:2007 適合

3. 寸法及び質量

寸法	質量(電池別)
約(幅) 30mm x (奥行)75mm x (高さ)120mm	約68g

4. 原理

照明光を被検者の耳道に投光することで、耳道内を明るくする。通常目視では暗くて視認できない部位を視認(観察)出来る。

5. 仕様

(1) 拡大レンズ倍率 約2.5倍

(2) 電気的安全性

BS EN 60601-1:2006 適合

【使用目的又は効果】

本製品は耳印象材の通過を制限するために耳道に入れた詰め物の位置を確認する場合など、耳道を照明する装置である。

【使用方法等】

1. 使用前に十分な残量がある単3型アルカリ電池をハンドルに入れヘッド部を取り付ける。
(ON/OFFスイッチにて動作を確認する)
2. 耳道用スぺキュラをヘッド部に取り付ける。
3. スイッチをONにし点灯させ、患部を観察する。
4. 使用後はスイッチをOFFにする。

汚れた場合には

レンズ表面の汚れはレンズ清掃用布で清掃するか、埃等はブロアーで空気を吹き付けて清掃すること。本体外装及びスぺキュラの汚れは中性洗剤を塗布した布等で拭くこと。

**【形状・構造及び原理等】

1. 外観図・構成



	各部の名称
①	ON/OFFスイッチ
②	3倍ピボットレンズ
③	送気口
④	ファイバーオプティック
⑤	カラーリング
⑥	耳鏡用スぺキュラ
⑦	ハンドル

本製品は機器上部の耳道観察部を通して患者の被検耳道内部を観察するもので、下部ハンドル内のアルカリ電池を電源としてヘッド部の光源を点灯し、患者の被検耳道を照らす。
光源はLEDである。

取扱説明書を必ずご参照下さい。

【使用上の注意】

1. 使用前に照明用光源ランプの点灯を確認すること。
2. 照明用光源ランプの光量が弱い時には電池を新しいものに交換する。

****【保管方法及び有効期間等】**

1. 本製品は精密医療機器であり、必ず専用ケースに入れて保管すること。
2. 長期間使用しない場合には本製品より電池を抜いて保管すること。

【取扱い上の注意】

本製品は精密医療機器であり、取り扱いには充分注意を払うこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1. 製造販売業者：
株式会社キーラー・アンド・ワイナー
TEL：03-3815-7787
2. 製造業者：
Keeler Ltd. （キーラー社：英国）

取扱説明書を必ずご参照下さい。