

ボルク シルバーレンズ



【警告】

・本製品は滅菌できません。

**【禁忌・禁止】

・レンズ表面を観察して損傷がないかをチェックし、損傷がある場合、使用しないでください。

【形状、構造及び原理等】

1. 外観図、構成

外部から観察出来ないヒトの眼底を、倒像検眼鏡又はスリットランプを使用することによって、瞳孔を通じて暗い眼底を照明し、観察するレンズである。

構造 レンズ部とリング部からなる。



**【使用目的又は効果】

倒像鏡又はスリットランプを併用して、眼底網膜、眼底周辺部の観察・検査を行う。

【性能及び安全性に関する規格】

製品名	像倍率	レーザースポット倍率	視野 (静的/動的)	作動距離
シルバー 20D	3.13×	0.32×	45° /58°	47mm
シルバー 28D	2.27×	0.44×	54° /70°	30mm
シルバー 78D	0.93×	1.08×	81° /97°	8mm
シルバー 90D	0.76×	1.32×	77° /93°	6.5mm

【使用方法等】

1. 使用前の注意

- (1) 使用説明をすべて読んでから本製品を使用します。
- (2) 他の倒像鏡やスリットランプと一致した方法で医師が使用すること。
- (3) 本製品は滅菌できません。
- (4) 腐食性洗浄剤は推奨できません。中性 pH の洗剤/洗浄剤を推奨します。
- (5) レンズ表面を保護するためにも、過酸化水素やアセトンで本製品を洗浄しないでください。

2. 使用法

- (1) レンズを角膜前の適切な作動距離に調節、位置させ眼底像を観察します。
- (2) 他の倒像鏡やスリットランプと一致した方法で医師が使用すること。
- (3) 治療部位でのスポットサイズを計算する時、レーザースポットの設定は適切なレーザースポット倍率を乗じます。

3. 洗浄方法

- (1) 中性洗剤と清潔で柔らかな綿布又は綿を使用して洗浄します。

4. 消毒方法

(1) 次亜塩素酸ナトリウム

- ・希釈例 (周囲室温 16.67~22.22℃)
: 5.25% NaClO 1
: 水 9

・最短浸漬時間 : 10 分

・最長浸漬時間 : 25 分

・レンズを横に置き、指定時間浸漬します。

・液からレンズを取り出し、室温水ですすぎ、柔らかで糸くずのない綿布で拭き乾燥させます。

(2) グルタルアルヒデド

・グルタルアルヒデド製造会社の使用説明書に従ってください。

・レンズを横に置き、指定時間浸漬します。

・液からレンズを取り出し、室温水ですすぎ、柔らかで糸くずのない綿布で拭き乾燥させます。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1. 製造販売業者 :

株式会社キーラー・アンド・ワイナー
TEL:03-3815-7787

2. 製造業者 : Volk Optical Inc.

(ボルク社, アメリカ合衆国)