

2026年6月(第2版)

医療機器届出番号 22B3X10027K30001

医療用品 04 整形用品

一般医療機器 家庭用遠赤外線血行促進用衣 71105001 (JMDN コード)

無 齢 リカバリーウェア

【禁忌・禁止】

1. 湿疹、かぶれ、傷など皮膚に異常があるときは使用しないこと。
2. 異常（かぶれ、かゆみなど）を感じたら使用を中止すること。
3. 肌や粘膜を傷つけたり症状が悪化したりする恐れがある。



【形状・構造及び原理など】

1, 構造 形状の図

原材料

天然繊維及び合成繊維（遠赤外線放射材料含有）

2, 構成

上半身用：長袖 半袖 下半身用：長ズボン 半ズボン

サイズ XS,S,M,L,XL,XXL



3, 原理

遠赤外線を発生する衣類は生体がある特定波長の遠赤外線（電磁波）を受けたときに生体の一定の共通波長を有する成分が共鳴して熱エネルギーを生じるレゾナンス現象が起る。このレゾナンス現象によって体表面に生じた熱エネルギーによって皮下組織の温度が上昇し血行が促進される。つまり熱の効果によって毛細血管が拡張し組織血流量の増加が生じる。家庭用遠赤外線血行促進用衣による疲労の回復、筋肉のこりの症状改善は遠赤外線の抹消循環の改善によるものである。



【使用目的または効果】

遠赤外線の血行促進作用により疲労や筋肉のこり等の症状を改善する。

【使用方法】

- ・上半身、下半身に適したものを衣類として直接肌に着用する。
- ・本製品は休養時、運動時、睡眠時に着用する
- ・睡眠時の着用は発汗作用が高まるため十分な水分補給をする。



【使用上の注意】

- 1, 洗濯で色落ち、移染する場合があるので他の色物と分けて洗濯してください。
- 1, 着用や洗濯、摩擦により他のものに色移りする場合があります。

- 2, 長時間水に浸けたり、濡れたまま重ね置きしたりすると淡色部や他の物に色移りする場合があります。
- 3, 蛍光増白材の入っていない洗剤をお使いください。
- 4, タンブラー乾燥の使用は避けてください。
- 5, 長時間の摩擦や揉み作用で毛玉ができやすくなります。
- 6, 目立つ毛玉はハサミや毛玉取り器で取り除いてください。

【保存方法および有効期間】

＜保存方法＞

直射日光や冷暖房機の強風などが直接あたる場所は避けてください。変形・変色の原因になります。

【有効期間】

2 年

【取り扱い上の注意】

湿気や日光（紫外線）の影響や長期の使用による経年劣化により伸びが生じる場合があるのでご注意ください。

【製造販売業者の名称等】

製造販売業者 株式会社キコーコーポレーション
静岡県三島市芝本町 5-34

販売業者 株式会社ケースリー
〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉 2-28-24 東和高岳ビル 603
電話 052-508-4177 FAX 052-508-4133
e mail : sales@just-touch.jp