

機械器具 71 視力補正用眼鏡
一般医療機器 眼鏡 35065000（JMDNコード）

【 老眼鏡 】

【禁忌・禁止】

- ・眼鏡をかけたまま歩いたり、車の運転をしないでください。（本製品はコーティング用（老眼鏡）であり、歩行時及び運転時に安全性の確保ができない可能性があります）

【形状・構造及び原理等】

形状・構造

眼鏡レンズ 1 組と眼鏡フレームから構成される。
眼鏡レンズは、視力補正用単焦点レンズである。
眼鏡のフレームはプラスチック、金属等で製造され、
フレーム形状は、7 型（ラウンド型、オーバル型、スクエア型、ボストン型、ウェリントン型、現円、フォックス型）

原理

透明な度数のレンズを使用して網膜上に結像させることにより視力を補正する。

【使用目的又は効果】

本製品は、眼鏡レンズ 1 組と眼鏡フレームからなる器械。視力を補正する効果がある。

【使用方法等】

- ① フレームのテンプルを両手で持ち、顔の幅に合うまで軽く曲げる。
- ② 耳の後ろを鼻にフィットしているか確認する。
- ③ はずす時は両手でフレームのテンプルを持ち、引き出す。

【使用上の注意】

- ・この眼鏡は手元の文字を見やすくするための視力補正用眼鏡（老眼鏡）です。遠くや歩行時には必ず外すこと。
- ・人によって、長時間の使用は、眼精疲労から身体の不調につながることもある。
- ・使用中に不快感・視力異常等を感じた場合は、販売店にご相談すること。
- ・レンズに傷が付かないように、ソフトケースに入れて保管すること。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光、多湿、高温を避け、適切な環境に保管すること。

【保守・点検に係る事項】

- ・汚れがひどい場合は洗浄すること。
- ・レンズのコーティングが剥がれる可能性があるため、アルコールや中性洗剤では洗うこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名称：熙臣国際株式会社

住所：東京都北区豊島 5-4-1-113

電話番号：03-6789-7591

製造業者

名称：Wenzhou Guanhao Glasses Co., Ltd.

中国

取扱説明書を必ずご参照ください。