

歯科材料 05 歯科用接着充填材料
管理医療機器 歯科セラミックス用接着材料 70815000
(歯科金属用接着材料 70921000)(歯面処理材 70859000)

カタナ® クリーナー

【禁忌・禁止】

・メタクリル酸系モノマー又は本品の成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

形状	組成
液状	精製水、リン酸エステル系モノマー:MDP®, トリエタノールアミン、増粘剤、着色剤、安定剤

*【作動・動作原理等】

本品は、酸性のリン酸モノマーMDP®と塩基性のトリエタノールアミンとの中和反応で形成される塩の界面活性作用により、唾液／血液／仮着材・仮封材の残留物で汚染された歯質又は歯科用セラミックス／レジン系材料／歯科用金属／歯科用ポストの歯科修復物の表面を清掃し、併用される接着材料の接着性を高める。

【使用目的又は効果】

【使用目的】

・歯科用セラミックス、レジン系材料で作成された歯科修復物又は歯科用ファイバーポストの接着に用いる。
・金属製修復物又は歯科用金属製ポストの接着に用いる。
・窩洞又は根管形成後の歯面処理に用いる。

【使用用途】

歯質及び歯科修復物の清掃

【使用方法等】

併用する材料について

本品と併用する材料は次のとおりです。

使用方法については各製品の電子添文にしたがってください。

(1) 歯科用象牙質接着材

・「クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick ER」又は同等の接着強度を有する製品。

(2) 歯科接着用レジンセメント

・「SA ルーティング® Multi」又は同等の接着強度を有する製品。

(3) 歯科用セメントキット

・「パナビア® V5」又は同等の接着強度を有する製品。

(4) 歯科合着用グラスイオリアルケノエートセメント

・「アドシールド® GI」又は同等の接着強度を有する製品。

＜補綴装置（例えば、クラウン、間接コア）、歯科用ポストに対して適用する場合＞

① 被着面の清掃

・本品を混和皿に適量採取し、アプリケーターブラシ等の塗布器具を用いて、試適後の補綴装置被着面にブラシ先端部を細かく動かしながら10秒以上擦り塗布します。
・本品の色が完全になくなるまで水洗した後、オイルを含まないエアにて乾燥させます。

② 接着操作

・併用する製品の電子添文に従い、補綴装置を接着します。

＜窩洞、支台歯に対して適用する場合＞

① 窩洞、支台歯の前処理

・補綴装置の装着に使用する場合は、通法にしたがい仮封材・仮着材を除去します。
・通法にしたがい防湿を行います。

② 被着面の清掃

・本品を混和皿に適量採取し、アプリケーターブラシ等の塗布器具を用いて、汚染された窩洞・支台歯に対してブラシ先端部を細かく動かしながら10秒以上擦り塗布します。
・本品の色が完全になくなるまで水洗した後、オイルを含まないエアにて乾燥させます。

③ 接着操作

併用する製品の電子添文に従ってください。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- ① 処理面が血液や唾液等により汚染されないように保持すること。汚染された場合は再度本品による処理を行うこと。
- ② 混和皿に採取した後は、10分以内に使用すること。
- ③ 界面活性効果により採取した液中に泡が含まれることがあります。そのまま通常通りに使用しましても所望の性能が得られます。
- ④ 冷蔵庫に保管する場合、冷蔵庫から取り出した後、室温で15分以上経過してから使用すること。室温に戻る前に使用すると、採取時に必要以上の液が落下したり、液が湧き出すことがあります。液が湧き出した場合、ガーゼ等で拭き取ってからご使用ください。

【使用上の注意】

1) 使用注意

- ① 覆髄を必要とする場合には、覆髄材などを用いて覆髄等の処置を行うこと。
- ② 必要に応じてラバーダム等の防湿処置を行うこと。
- ③ 誤飲させないように注意すること。
- ④ 他の材料と混和して使用しないこと。
- ⑤ 採取後は乾いたガーゼ等でノズルを拭き取ること。ノズルに固形物が付着する場合があります。
- ⑥ 容器は振らないで下さい。振ると泡立ち、液が湧き出すことがあります。
- ⑦ 採取後は速やかに且つ確実にキャップを閉めること。
- ⑧ ノズルに詰まりが発生した場合は無理に押し出さず、すぐに使用を中止すること。

2) 重要な基本的注意

- ① 本品の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状を含むアレルギー反応が現れた患者には使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- ② 本品との接触による過敏症状の予防のため、使用に際しては、手袋の着用等の適切な防護処置を行うこと。
- ③ 本品が口腔粘膜・皮膚に付着したり、目に入ったりに注意すること。飛散液から患者を保護するため、眼部をタオル等で覆うこと。口腔粘膜・皮膚に付着した場合には、ただちに多量の水で洗浄すること。また、目に入った場合には、ただちに多量の水で洗浄し、眼科医の診断を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

2～25℃で、直射日光を避けて保管すること。

**【有効期間】

・本品は包装に記載の使用期限※までに使用すること。

※(例  YYYY-MM-DD は使用期限YYYY年MM月DD日を示す。)
[記載の使用期限は自己認証(当社データ)による。]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元:

クラレノリタケデンタル株式会社

〒959-2653 新潟県胎内市倉敷町2-28
フリーダイヤル:0120-330922

販売元:

株式会社モリタ

〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18 TEL(06)6380-2525
〒110-8513 東京都台東区上野2-11-15 TEL(03)3834-6161

「カタナ」はノリタケ株式会社の登録商標です。

「MDP」、「クリアフィル」、「SA ルーティング」、「パナビア」及び「アドシールド」は株式会社クラレの登録商標です。