



歯科材料 02 歯冠材料
管理医療機器 歯科セラミックス用着色材料 70823000

エステティック カラント

【形状・構造及び原理等】

- 1.形状：液体
- 2.色調：A plus、B plus、C plus、D plus、BROWN、ORANGE、BLUE、GRAY、VIOLET、WHITE、OPAQUE、PINK
- 3.成分：水、プロピレングリコール、着色剤等
- 4.原理：
本品は、下地となる歯科セラミックス修復物に本品を塗布し、歯科技工用ポーセレン焼却炉で焼成することによって、着色成分が溶着する。
本品に同梱されている構成成分についてはパッケージの記載をご参照ください。

【使用目的又は効果】

歯科セラミックス修復物の色調調整に用いる。

【使用方法等】

- 併用する装置及び材料について
本品と併用する装置及び材料は、以下のとおりです。
使用方法については、各製品の添付文書及び取扱説明書にしたがってください。
- ①歯科切削加工用セラミックス「ノリタケ カタナ® ジルコニア」(医療機器認証番号：223AFBZX00185000)

使用方法

- ①使用前に、塗布する未焼成のジルコニア加工物表面の汚れや油脂等を取る。
- ②作業時に使用する色調を選択する。
- ③使用前にボトルをよく振ってから使用する。
- ④咬合面や咬頭のエナメル色相当を表現するため、GRAY、BLUEを塗布する。
- ⑤マメロン色相当を表現するため、ORANGEを塗布する。
- ⑥主溝にデンチン色相当を表現するため、A plus、BROWN等を塗布する。
- ⑦80℃～200℃で30分以上乾燥させる。
- ⑧本品を塗布した歯科切削加工用セラミックスの焼成は、各製品の添付文書にしたがい焼成を行ってください。

【使用方法等の注意】

- ①本品は筆塗法にて使用可能です。
市販の筆、若しくは筆ペンを使用して塗布すること。ディッピング技法は推奨していません。
- ②本品の各色調を混ぜて使用しないこと。但し、ジルコニア仮焼体に対して各色調を重ねて塗布することが可能です。

【使用上の注意】

1.使用注意

- ①本品の使用後は容器の口に付着した溶液を拭き取り、しっかりと蓋を閉めること。
- ②本品は着色剤の1つとして労働安全衛生法（安衛法）特定化学物質障害予防規則（特化則）に該当する特定化学物質 第2類管理第2類(特別管理物質)：臭化ニッケル(II)三水和物を、以下の色調名の6製品に含有します。
A plus、B plus、C plus、D plus、BROWN、ORANGE
- ③本品の安全データシート（SDS）に基づき、特定化学物質への曝露を防止するため特化則の要求にしたがった措置（作業環境の管理、保護具の着用、健康診断、記録の保持等）を実施ください。
- ④特定化学物質を含有しない上記②以外の色調名の6製品については、刺激性があるため使用の際には人体への影響を避けるべく、本品のSDSに基づき、局所吸塵装置、或いは公的機関が認定した呼吸用保護具、保護メガネ、保護手袋、保護衣等を使用し、肌に直接触れないようにすること。

2.重要な基本的注意

- ①本品の使用により、発疹、皮膚炎等の過敏症状が現れた術者は使用を中止し、医師の診断を受けること。
- ②本品を使用時には、目の損傷を防ぐため保護メガネ等の保護具を着用すること。万が一目に入った場合は、ただちに大量の流水で洗眼し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ①本品は、高温多湿、直射日光を避け室温（10～30℃）にて保管すること。
- ②本品を開封後は、必ず容器の蓋を閉め密封し保管すること。

【使用期限】

本品は包装に記載されている使用期限※までに使用すること。
※(例) 202608 は、使用期限 2026 年 8 月を示す。
[記載の使用期限は自己認証（当社データ）による。]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：

クラレノリタケデンタル株式会社

〒959-2653 新潟県胎内市倉敷町2-28

フリーダイヤル：0120-330922

販売元：

株式会社 モリタ

〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18 TEL(06)6380-2525

〒110-8513 東京都台東区上野2-11-15 TEL(03)3834-6161

「カタナ」は、ノリタケ株式会社の登録商標です。