

機械器具 76 医療用吸入器
一般医療機器 非加熱式ネブライザ（35457000）
ネブライザーキット

再使用禁止

【警告】

使用中は各接続部が正しく接続され、閉塞やリーク等が生じないことを確認すること。[偶発的に接続が外れ、エアロゾルが発生しない可能性があるため。]

【禁忌・禁止】

併用医療機器

- ・気管内チューブ、又は呼気の抜け道がないその他の医療機器を本品の患者側端に直接接続しないこと。[正常な換気が行えず、患者に損傷を与える可能性があるため。]
- ・本品を人工鼻又はフィルタと併用しないこと。[人工鼻又はフィルタが閉塞・目詰まりし、換気が困難となるおそれがある。]

使用方法

- ・再使用禁止。[交差感染のおそれがあるため。]
- ・本品は火気のある場所で使用し、油又はグリス等発火のおそれのある物を近付けて使用しないこと。[火災、爆発による火傷のおそれがあるため。]
- ・本品を滅菌しないこと。[製品が変形したり、破損したりする恐れがあるため。]

【形状、構造及び原理等】

1. 概要

本品は、ガスとともにエアロゾル化した水又は医薬品を供給する器具である。本品は単回使用である。

2. 形状、構造及び原理等

- ・全体図



- ・展開図



各部の名称及び機能

番号	名 称	機 能
①	コネクタ	供給口に繋ぐコネクタ
②	送気ホース	接続用いるチューブ
③	コネクタ	カップに接続する
④	カップ	水又は薬液を入れる容器
⑤	バップル	流量を一定に保つ
⑥	キャップ	カップの蓋
⑦	マウスピース	エアロゾル吸入口
⑧	Tコネクタ	⑥、⑦、⑨を接続する
⑨	リザーバー	呼気の抜け道を確保する

3. 原理

カップ内に供給されたガスを水又は医薬品に接触させることにより、エアロゾルを発生させ、患者に供給する。

【使用目的又は効果】

本品は、非加熱的（機械的振動を除く）に発生させたエアロゾル化した水又は医薬品を供給する装置をいう。リザーバー、バップル等から構成される。

【使用方法等】

- (1) カップを取り外し、水又は医薬品を入れる。
- (2) 水又は医薬品が漏れないように注意し、カップにキャップを取り付ける。
- (3) Tコネクタにキャップ、マウスピース、リザーバーを取り付ける。
- (4) 供給口とカップに送気ホースを接続する。
- (5) すべての接続が所定の流れ通りに接続されていることを確認する。
- (6) 流量を調節する。
- (7) エアロゾルがマウスピースから出ていることを確認する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 本品はディスポーザブル製品である。一人の患者のみに使用すること。
- (2) 本品は医師の指導や指示なしに使用しないこと。
- (3) 万一、製品の破損異常が認められた場合には使用しないこと。
- (4) 不適正な使用をしないこと。[患者に危害を与えるおそれがあるため]
- (5) 噴霧によって患者に供給される医薬品の量は、患者の一回換気量により影響を受けることに留意すること。
- (6) 落下等、衝撃を受けた場合、内部が故障している可能性があるため使用しないこと。
- (7) 本品廃棄の際は医療産業廃棄物として各地域条例に従い処分すること。

2. 相互作用（他の医薬品医療機器等との併用に関すること）

- ・併用禁忌（併用しないこと）

医療機器の名称	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
人工鼻	使用禁止	エアロゾルにより人工鼻が閉塞し、換気ができなくなるおそれがある。

3. 妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用

小児に長時間の投与を行う場合、過剰な加湿による呼吸不全に注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

水漏れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて、清潔な場所で保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

クー・メディカル・ジャパン株式会社

TEL:03-5577-5901

外国製造業者: Koo Medical Equipment (Shanghai)
Co., Ltd. (中華人民共和国)