

機械器具 (46) 医療用絞断器
一般医療機器 デルマトーム JMDN:36432000

ケイセイ電動式デルマトーム付属品 パワーケーブル

【禁忌・禁止】

<併用医療機器>

1. 本品には指定された付属品のみ使用すること。
[相互作用の項参照]
2. 本品の付属品は他社製品に流用しないこと。
[相互作用の項参照]

【形状、構造及び原理等】

1. 寸法
ケーブル長さ 3m



2. 包装
1 本入り

【使用目的又は効果】

1. 本品は、「ケイセイ電動式デルマトーム」の本体と電源ボックスとを接続し、電源ボックスから本体へ電源を供給する為のケーブルです。

【使用方法等】

1. 本品は未滅菌である為、使用前に必ず洗浄・滅菌を行うこと。
2. 電源が OFF であることを確認し、電源ボックスと本体に本品を接続する。
3. 使用後は、電源が OFF であることを確認してから本品を取り外す。

<使用方法等に関する使用上の注意>

1. 使用時の注意
 - 1) 不適切な使用、取扱いをした場合、損傷や誤動作を引き起こす可能性があるため、十分注意すること。
2. 使用後の注意
 - 1) 使用後は、電源ボックスの電源スイッチを OFF にしてから本品の接続を外す。
 - 2) 本品は清浄にし、整理してまとめておくこと。
3. その他の注意
 - 1) 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、腐食の原因になるので、使用を避けること。使用中に付着した時には水分を含ませた布で清掃すること。
 - 2) 強アルカリ／強酸性洗剤・消毒剤は器具を腐食させるおそれがあるので、使用を避けること。金属たわし、クレンザー（磨き粉）等は、器具の表面が損傷するので、汚染物除去及び洗浄時に使用しないこと。

【使用上の注意】

1. 相互作用(他の医療機器等との併用に関すること)
弊社が指定した下記の専用機器以外との併用はしないこと。
[専用機器以外は仕様異なるため適合しないおそれがある]
- 1) デルマトーム JMDN:36432000
ケイセイ電動式デルマトーム (15B1X00001000158)の付属品

【保管方法及び有効期間等】

1. 高温・高湿を避け、塵やほこりのない清潔な場所に保管すること。
2. 水濡れや直射日光は絶対に避けること。

【保守・点検に係る事項】

1. 医療機器の使用、保守管理責任は使用者側にあります。
2. しばらく使用しなかった機器を再使用するときは、使用前に必ず機器が正常に作動するか確認すること。
3. 洗浄方法
 - 1) 目に見える汚れは、低刺激性の洗剤と清浄な水を含ませたガーゼ等を用いて除去して下さい。
 - 2) 残留洗剤や組織片等は完全に除去し、清潔な布で拭いて完全に乾燥させて下さい。
 - 3) 薬剤を使用する場合は中性洗剤をご使用ください。
4. 滅菌方法
 - 1) 本品を滅菌する場合はオートクレーブ(121℃/20 分又は 134℃/5 分)又はエチレンオキシドにて滅菌を行ってください。
 - 2) 乾熱滅菌及びフラッシュオートクレーブは行わないでください。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

 **ケイセイ医科工業株式会社**

〒959-0261 新潟県燕市吉田鴻巣 96

Tel:0256-92-3582

本体の取扱説明書を必ずご参照ください。