

エコープローブカバー

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止。
- 本製品は、皮膚表面への使用以外の用途では使用しないこと。
〔本品は、粘膜及び創傷面との接触を意図したものでないため〕
- 本品の超音波ゲルは、超音波プローブと本品の間に注入して使用し、それ以外の方法では使用しないこと。
〔超音波ゲルは、粘膜及び体液等との接触を意図したものでないため〕
- 超音波プローブより小さなサイズの本品を使用しないこと。
〔破損の恐れがあるため〕

【形状・構造及び原理等】

本品は、滅菌済製品です。
本品は、以下により構成されています。

- プローブカバー本体
・プローブカバー本体のサイズは、製品番号によって異なります。
・超音波ゲル注入補助用のカードボード付きです。



2. 附属品

リングバンド	超音波ゲル	ラッパー
00		
材質: 非天然ゴム	内容量: 20g	

【使用目的又は効果】

本品は、超音波プローブに装着し、体液、汚れ等から保護するために用いる。

【使用方法等】

- 平らな机等の上で滅菌バッグを開封し、内側のラッパーからプローブカバー本体(以下「カバー」)、リングバンド、超音波ゲルを取り出してください。
- カバーが折りたたまれた状態でカードボードを開いて開口部を固定し、開口部から内部に超音波ゲルを適量注入してください。
- 超音波プローブ先端部からカバーを装着してください。この時、超音波プローブとカバーの間のエア抜き、シワ取りを行ってください。また、カバーのシール部分が超音波振動子に重ならないよう、位置を調整してください。
- カードボードの持ち手部分を掴んでカバーを展開し、超音波プローブ及びケーブルを覆い、リングバンドで固定してください。
- 使用後装着とは逆の手順でカバーを取り外し、施設の基準に従って廃棄してください。また、超音波プローブの洗浄は装置の使用方法に従ってください。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- 本品の再滅菌はしないでください。
- 装着する超音波プローブの大きさに対し、適切なサイズをご使用ください。
- 超音波画像診断装置等の使用方法、使用上の注意に従いご使用ください。
- 超音波ゲルの注入後、カバー外部への超音波ゲルの漏れが生じていないことを確認してください。
- 超音波ゲルは使用量が少ないと画像が不鮮明になる恐れがあるため、適量をご使用ください。
- リングバンドは、ズレや落下等が生じないようにしっかりと固定してください。
- 超音波プローブへの装着は、開いたラッパーの上で行ってください。
- 展開したラッパーは、準備作業時に本品及び超音波プローブ等を清潔に保つために使用し、治療行為に使用しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて、室内で保管してください。

〈有効期間または使用期限〉

使用期限をラベルに記載しています。

〔自己認証(自社データ)による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈製造販売業者〉

ケーアイ株式会社

〒793-0027 愛媛県西条市朔日市 833-3

TEL: (0897) 47-6085

〈販売元〉