

iVac 洗浄針キット

再使用禁止

【禁忌・禁止】

・劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。

【形状・構造及び原理等】

1.形状

・ iVac 0.35 チップ(緑)



・ iVac0.50 チップ (黄色)



・ アングルチップ 0.60mm



・ S コネクター



・ E コネクター



・ ショートチューブ(170mm)



・ ロングチューブ(1,700mm)



・ リング



・ 真空アダプター (短・長)



2.寸法・重量

iVac 0.35 チップ : 直径 30mm

iVac 0.50 チップ : 直径 50mm

3.使用条件

動作温度 : 5~35 ℃

動作湿度・気圧 : ~80 % 相対湿度 (結露しないこと)

4.動作原理

ニードル部先端からシリンジより押し出された液体を吐出することにより、口腔、歯髄腔、根管など各部の洗浄や破片の除去及び手術中の異物、汚物の洗浄を行う。

【使用目的又は効果】

本製品は、刃先を有しない針で、口腔、歯髄腔、根管など各部の洗浄や破片の除去及び手術中の異物、汚物の吸引や洗浄並びに薬液の吸引などに用いる。

【使用方法等】

- 1.超音波ハンドピースにリングを取り付ける。ハンドピースにリングを前後にスペースを空けて取り付ける。
- 2.ショートチューブをリングのスロットに取り付ける。エルボーコネクターの部分をハンドピースの先端に置く。
- 3.S コネクターをハンドピースに取り付ける。レンチで時計回りにネジを締める。
- 4.施術対象に合わせてチップを選択する。チップを S コネクターに挿入し、エルボーコネクターをチップと挿入する。
- 5.ロングチューブのオスコネクターをつまみ、オスコネクターをショートチューブのメスコネクターに接続する。
- 6.真空端子のコンセントに真空アダプターを取り付ける。
- 7.ロングチューブのメスコネクターをアダプターに接続する。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ・感染のおそれがあるため、本品のチップには直接手を触れないよう注意すること。
- ・次亜塩素酸塩 (または他の洗浄液) が飛び散ったり、こぼれたりしないよう、患者の目 (眼鏡使用) と衣服を保護すること。
- ・使用前に必ず洗浄及び滅菌すること。
- ・チップ (緑色) を最大の長さに配置するには、根管の最小サイズが (ISO) 35.04 テーパー以上でなければならない。同様に、チップ 0.50 にするには、根管の最小サイズが (ISO) 50.04 テーパー以上でなければならない。
- ・次亜塩素酸塩は最大 2% の濃度で使用する。より高い濃度の次亜塩素酸ナトリウムは有害であり得る。
- ・再使用可能なすべての部品 (チューブ、真空アダプター、リング) は、使用前に洗浄して滅菌する必要がある。
- ・再利用可能な構成部品は最大 5 回まで滅菌することができる。
- ・iVac チップは一度使用したら廃棄すること。
- ・S コネクターは消耗品ではない。変色、磨耗、損傷の兆候がある場合は、コネクターを交換すること。

【保管方法及び有効期間】

- ・気圧、温度、湿度、日光、ほこり、塩分、イオン分等を含んだ空気等により悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。
- ・水のかからない場所に保管すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

- (1) 使用（滅菌）前に、汚れ、傷、曲がり等の損傷等に異常がないか点検すること。
- (2) 強アルカリ／強酸性洗剤・消毒剤は、器具を腐食させるおそれがあるので、使用を避けること。

〔滅菌〕

- ・オートクレーブ等で滅菌を行うこと。【オートクレーブ温度、乾燥工程も含む 135℃以下厳守】

※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

・製造販売業者

名称：ケン・デンタリックス株式会社

所在地：東京都文京区本郷四丁目1番11号

TEL:03-6801-8194 FAX: 03-6801-8195

・製造業者

名称：Suzhou Pac-Dent Technology Co., Ltd.

スゾウ パックデント テクノロジー（中国）