



販売名：
Hisamitsu® 鼻洗いスプレー

鼻用洗浄器

つらい鼻水・鼻づまりに、花粉
や汚れをやさしく洗い流せる
しみない鼻洗浄液です。

ご使用方法

- 1.カバーキャップをはずして、ノズルボタンに指の腹をのせます。
 - 2.ノズルの先を鼻の中にそっと入れて噴霧してください。ティッシュなどを添えた状態でスプレーするのがおすすめです。
 - 3.もう一方の鼻も同様に洗浄します。使用後、軽く鼻をかんでください。
 - 4.ノズルの先をティッシュなどでふき取り、カバーキャップをして清潔に保管してください。
- ※洗浄液は反対の鼻や口からは出ません。
※1回1秒で約200回ご使用いただけます。

使用方法に関する
使用上の注意

ガスが抜けやすくなりますので、
容器は振らないでください。また、
横にしたり、逆さにしたりして使用
しないでください。

〈久光製薬の通販専売品〉

発売元
久光ウエルネス株式会社
〒100-6330
東京都千代田区丸の内2丁目4番1号
<https://www.e-hisamitsu.jp/shop/>

商品に関するお問い合わせ

ヒサミツ イーナ
0120-1332-17
通話無料

製造販売元
小池化学株式会社
群馬県渋川市赤城町長井小川田6-5



製造
番号

こんな方におすすめ

花粉や風邪で、
鼻をかんでも
スッキリしない方

ホコリや花粉を
洗い流したい！
という方

商品特長

しみない
ミストスプレーで、
鼻の中をやさしく
まる洗いできます。

1才以上のお子さまや
妊娠中・授乳中の方、
鼻洗い初心者の方に

詳しい情報はこちら



品目届出番号：10B3X10013003001
一般医療機器 鼻用洗浄器

概要：耐圧容器に洗浄液と圧縮空気を充填した製品
原理：圧縮空気により原液を霧状に吐出させる



バイオマス
使用部位：印刷インキ
N0.180062

花粉・ウイルス
寝る前の鼻づまりに

Hisamitsu

鼻洗い
スプレー

しみないミストタイプ

200mL

花粉・ウイルス
寝る前の鼻づまりに

Hisamitsu

鼻洗い
スプレー

しみないミストタイプ

NOSE MIST SPRAY

お子様や鼻洗い初心者にも。
妊娠中・授乳中の方もOK。

奥まで
しっかり
まる洗い

しみない
ミスト



NOSE MIST SPRAY



個装箱にバイオマス
10%のインキを
使用しています。

無香料
200mL

使用目的または効果

鼻腔洗浄

禁忌・禁止

- (1) 鼻の炎症のひどいときは使用を避けてください。
- (2) 鼻腔内の洗浄にのみ使用し、目や耳に使用しないでください。

成分

精製水、塩化ナトリウム、ベンザ
ルコニウム塩化物（保存剤）
0.0035%

使用上の注意

- 小児に使用させる場合には、保護者の指導の下に使用させてください。
- 使用中に万一異常が生じた場合は、使用を中止し、医師に相談してください。
- 耳鼻咽喉科で治療を受けている方は、使用前に医師に相談してください。
- 洋服などが濡れないようにご注意ください。
- 洗面所などでの使用をおすすめします。
- 捨てるときは、火気のない屋外で噴射音が消えるまでボタンを押して、ガスを抜き、地域のルールに従って捨ててください。

保管方法

- (1) 直射日光の当たる場所やファンヒーターなどの暖房器具の周囲は、温度が上がり破裂する危険があるので置かないでください。
- (2) 小児の手の届かない場所に保管してください。

高温に注意

加圧されている製品のため、
下記の注意を守ること。
①温度が40℃以上となる所に
置かないこと。
②火の中に入れないこと。
③使い切って捨てること。
圧縮空気使用

1326HK