

2013 年 9 月 24 日改訂(第 7 版)
2007 年 11 月 31 日改訂

認証番号 21200BZZ00366000

歯科材料 05 歯科用接着充填材料
70843000 歯科用シアノアクリレート系セメント

管理医療機器

デンタルシアノンD

[形状・構造等]

主成分	α-シアノエチルアクリレート
含有量	98.5%以上
性状	ほとんど無色透明の液体
容器	2gポリエチレン容器
付属品	付属ノズル 5本
	コマチ針 1本
	乾燥剤 1本
ケース	スチレンケース

[性能、使用目的、効能又は効果]

性能	瞬間接着剤
使用目的	歯科用
用途	インレー、継続歯、FCK冠、ジャケット冠、アバットの装着
	義歯修理の暫定的修理
	脱落レジン歯の装着
	技工時の石膏模型の破折の修復 クラスプの固定

[操作方法又は使用方法等]

2g 入ポリエチレン容器のノズルに、コマチ針で小さい穴をあけ、指圧により成るべく少量ずつ 0.04～0.05g 位を1回に使用して下さい。

- キャップを取りはずし、容器を多少斜前にし、添付の針で先端に小さく穴をあけて下さい。先の方に液がたまっておりまして指先ではじきおとしてから穴をあけて下さい。
- 接着面についている、ほこり、あぶら、水分はきれいに拭き取って下さい。
- インレー、継続歯、FCK冠、ジャケット冠、アバット等の装着に使用できます。
- 義歯修理の暫定的修理、脱落レジン歯の装着に使えます。
- 尚、装着するものと歯牙とが密着していることが大切であり、有機不純物は十分除去して下さい。
- 使用後は必ず、容器の先端についている《デンタルシアノンD》を紙・ガーゼなどで拭き取ってキャップをして下さい。

[使用上の注意]

- 2g 入ポリエチレン容器の先端に穴をあける際、液が飛び出すことがあるので顔を近づけないよう注意して下さい。
- 作業中は保護メガネを着用するなど、眼にはいらないように注意して下さい。
- 皮膚を瞬間的に強力に接着するので、皮膚に付けないよう注意して下さい。
- 刺激臭があるので換気に十分注意して下さい。
- 手袋や着衣などに多量にしみこんだ場合、発熱し火傷することがあるので注意して下さい。
- 火気のある場所では使用しないで下さい。
- 接着以外の用途には使用しないで下さい。

●姉妹品 ラボ・シアノン(歯科技工用)
 ソルベント・シアノン(はく離溶解剤)

[作動・動作原理]

被着体表面の水分よって瞬間的に強力に接着します。
接着速度は治療作業にあわせ 30～45 秒で固着するよう調整してあります。
ワンタッチで強力な接着ができます。
一液性ですからそのまま治療作業に使え簡単です。
接着面は無色透明できれいに仕上がります。

[貯蔵・保管方法及び試用期間等]

貯蔵方法

直射日光、湿気を避け、冷暗所に保管して下さい。
常温保管でも差し支えないが、理想的には5℃～10℃以下の冷暗所か冷蔵庫に貯蔵して下さい。
子供の手の届かないところに保管して下さい。

廃棄方法

容器は中身を使いきってから産業廃棄物として処理して下さい。
詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。

有効期間

室内保存(常温保管) (最終期限は容器ラベルと外箱に記載)	8か月間
冷暗所保存(冷蔵庫保管) (最終期限は容器ラベルと外箱に記載)	1年間

[取扱い上の注意]

- 眼に入った場合、直ちに多量の水で洗眼し、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 誤って指などを接着したときは、お湯の中でゆっくりもみほぐしながらはがして下さい。
- 蒸気を吸って気分が悪くなった場合、空気の清浄な場所で安静にし、医師の診察を受けて下さい。
- 手袋や着衣などに多量にしみこんだ場合、発熱し火傷することがあるので直ちに脱いで下さい。直ちに脱げない場合は発熱がおさまるまで、継続して多量の水で冷やして下さい。
- 誤って飲み込んだ場合、直ちに医師の診察を受けて下さい。
- 火災時には、炭酸ガス、泡または粉末消火器を用いて下さい。

消防法 危険物第4類第3石油類(危険等級Ⅲ)

[包装]

2g×5 本入(スチレンケース)
2g×5 本入(スチレンケース)×10 セット

[製造販売業者の名称及び住所等]

製造販売業
 高圧ガス工業株式会社
〒285-0813

千葉県佐倉市石川620-1

電話 043-485-2231

本社 〒530-8411 大阪市北区中崎西2丁目4番12号
(梅田センタービル28階)
電話 06-7711-2579