

## セルディングガーガイドワイヤー

## 再使用禁止

## 【禁忌・禁止】

## 金属製ガイドワイヤーの禁忌・禁止事項

1. 使用方法  
再使用禁止、再滅菌禁止
2. 適用対象（患者）  
本品の材質に対するアレルギーのある患者

## 【形状・構造および原理等】

サイズ、コーティング、先端形状等は、包装のラベルを参照。

材質：ステンレススチール  
ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)コーティング  
直径：0.032、0.035、0.038 インチ  
長さ：80cm、90cm、150cm  
先端形状：ストレート型又は J チップ型  
コアワイヤー：固定芯又は可動芯  
X線不透過性



## 【使用目的又は効果】

本品は、泌尿器の手技で使用する非血管系ガイドワイヤーである。体内に挿入するカテーテル、チューブ等の位置調整及び移動の補助のために一時的に使用する（血管内に挿入して使用することは除く）。

## 【使用方法等】

## 泌尿器内視鏡手術

1. 泌尿器内視鏡手術の際にガイドワイヤーを使用する場合は、収納ホルダーから徐々にガイドワイヤーを引き出してすぐに、内視鏡のワーキングチャンネルにガイドワイヤーを挿入する。ガイドワイヤーの無菌性を保つ為に、迅速に挿入する。
2. 固定芯ガイドワイヤーの場合は、柔軟な先端部を先に挿入する。
3. 可動芯ガイドワイヤーの場合は、手元部のスプリングワイヤーを手元側に引くことで、コアワイヤーが引き出され、先端部分が中空となることにより、柔軟先端部の長さ、硬さの調整を行なうことができる。

## 経皮的腎瘻造設手術

1. 上記の泌尿器内視鏡手術に記載した注意に準じてください。
2. スタイレットをニードルから抜いた後で、ニードルの中にガイドワイヤーを挿入する。
3. Jチップ型のタイプが、ループをまっすぐにしやすいです。
4. 腎瘻造設セットの添付文書に従って使用ください。

## 【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
  - ガイドワイヤーを折り曲げないでください。折れ曲がったガイドワイヤーは使用できません。
  - いったん折れ曲がったガイドワイヤーを真直ぐにしないでください。
  - 柔軟な先端部を先にして、ゆっくりと十分に注意を払って挿入してください。
  - 単回使用製品の再使用は患者のリスクを高める可能性があります。
  - 再処理、掃除、消毒、および滅菌は、患者への身体的危害や感染などの追加リスク及び製品の品質を保持できない可能性があります。

2. 相互作用
  - 医原性火傷を避けるため、電気メスなど手術用電気機器はガイドワイヤーと一緒に使用しないでください。
3. 不具合・有害事象
  - 1) その他の有害事象
    - ・ 医原性火傷
    - ・ 尿路穿孔

## 【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法  
水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保存してください。
2. 有効期間・使用の期限  
直接の包装及び外箱を参照してください。（自己認証による）

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：コロプラスト株式会社  
住 所：〒102-0074 東京都千代田区九段南  
2-1-30 イタリア文化会館ビル

製 造 国 名：デンマーク  
製 造 業 者：Coloplast A/S（コロプラスト社）

